

## Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом 104 «Полупроводниковая и редкометаллическая продукция. Особо чистые металлы», Государственным институтом редких металлов (гиредмет)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2. ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4—93 от 19 октября 1993 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Туркменгосстандарт
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 13637.7—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95

4. ВЗАМЕН ГОСТ 13637.7—77

© ИПК Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

---

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

---

**ГАЛЛИЙ****Метод определения серы****ГОСТ****13637.7—93**

Gallium

Method for the determination of sulphur

ОКСТУ 1709

Дата введения 01.01.95

---

Настоящий стандарт устанавливает метод переменного-токового полярографии для определения серы в галлии (при массовой доле серы от  $5 \cdot 10^{-6}$  до  $1 \cdot 10^{-4} \%$ ).

Метод основан на выделении сероводорода при растворении пробы галлия в восстановительной смеси соляной и йодистоводородной кислот с гипофосфитом натрия, улавливании сероводорода полярографическим фоном — раствором гидроксиламина гидрохлорида и этилендиаминтетрауксусной кислоты в растворе гидроксида калия и полярографическом определении серы в виде сульфид-иона на переменном-токовом полярографе.

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Общие требования к методам анализа и требования безопасности — по ГОСТ 13637.0.

**2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ**

Полярограф ППТ-1 или ПУ-1 с ртутным каплющим электродом и электролитической ячейкой полярографа с внешним анодным отделением.

Весы лабораторные I-го класса по ГОСТ 24104.


Колба с обратным холодильником из кварца или молибденового стекла для приготовления восстановительной смеси вместимостью 2 дм<sup>3</sup> с впаянной трубкой для продувки раствора аргоном или азотом.

---

**Издание официальное**

С. 2 ГОСТ 13637.7—93

Установка для восстановления серы и отгонки сероводорода (см. чертёж) состоит из колбы 2 вместимостью  $500 \pm 50$  см<sup>3</sup> с обратным холодильником 5 длиной  $(25 \pm 5)$  см. К наружной стороне выходной трубки длиной  $(20 \pm 5)$  см и диаметром выходного отверстия  $(2 \pm 1)$  мм обратного холодильника приварена спиральная кварцевая насадка. Приемником 4 для поглощения сероводорода служит пробирка вместимостью  $(40 \pm 5)$  см<sup>3</sup>. Зазор между кварцевой насадкой и стенками пробирки  $(1 \pm 1)$  мм. Аргон или азот, используемый как газоноситель, очищают пропусканием через барботеры 6—8 вместимостью  $(150 \pm 50)$  см<sup>3</sup>, диаметр склянки  $(30 \pm 5)$  мм, заполненные щелочным раствором пирогаллола 6, 7 и дистиллированной водой 8.



1 — электроплитка, 2 — реакционный сосуд с восстановительной смесью, 3 — шпильки, 4 — приемник с щелочным раствором гидросилиланина и ЭДТА (спиральная кварцевая насадка, приваренная к наружной стороне выходной трубки обратного холодильника), 5 — обратный холодильник, 6—7 — барботеры с раствором пирогаллола 250 г/дм<sup>3</sup> в растворе едкого калия 250 г/дм<sup>3</sup>, 8 — барботер с дистиллированной водой

Плитка электрическая лабораторная мощностью 400 Вт.  
Воронка Бюхнера, диаметр 80 мм.  
Колба Бунзена вместимостью 500 см<sup>3</sup>.  
Пипетки с делениями вместимостью 0,1; 0,2; 1 и 10 см<sup>3</sup>.

- Колбы мерные вместимостью 50; 100; 200 и 1000 см<sup>3</sup>.  
 Цилиндры мерные вместимостью 10; 25 см<sup>3</sup>.  
 Конго красный — индикатор.  
 Аргон газообразный по ГОСТ 10157 или изот газообразный по ГОСТ 9293.  
 Стержни графитовые, ос.ч. — 7—3.  
 Ртуть марки Р0 по ГОСТ 4658.  
 Кислота соляная особой чистоты по ГОСТ 14261.  
 Медь двухлористая 2-водная по ГОСТ 4167.  
 Олово двухлористое 2-водное.  
 Кислота серная по ГОСТ 4204 раствор концентрацией 0,05 моль/дм<sup>3</sup>, готовят из фиксанала.  
 Пирогаллол А.  
 Калия гидроокись по ГОСТ 24363.  
 Гидроксиламина гидрохлорид по ГОСТ 5456.  
 Калий хлористый по ГОСТ 4234, ос.ч. насыщенный раствор.  
 Натрий фосфорноватисто-кислый (гипофосфит натрия) 1-водный по ГОСТ 200.  
 Натрий сернистый (натрий сульфид) 9-водный по ГОСТ 2053.  
 Соль динатриевая этилендиамин — N, N', N'-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б), ч.д.а. по ГОСТ 10652.  
 Аммиак водный особой чистоты ГОСТ 24147.  
 Раствор А: 56 г кали едкого и 50 г трилона Б растворяют в дистиллированной воде, раствор переводят в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. Раствор готовят за 2 дня до употребления.  
 Раствор Б: 34,7 г гидроксиламина гидрохлорида растворяют в дистиллированной воде, раствор переводят в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают.  
 Полярографический фон, готовят следующим образом: 80 см<sup>3</sup> раствора А, 20 см<sup>3</sup> раствора Б и 150 см<sup>3</sup> свежеприготовленной дистиллированной воды смешивают в день употребления.  
 Восстановительная смесь: смесь 300 см<sup>3</sup> концентрированной соляной, 500 см<sup>3</sup> йодистоводородной кислот, 150 г гипофосфита натрия и 200 см<sup>3</sup> дистиллированной воды кипятят в течение 6—8 ч в приборе с обратным холодильником с постоянной продувкой аргонem или азотом со скоростью 3—4 пузырька в секунду. При охлаждении из восстановительной смеси должны выделяться соли (появление солей свидетельствует о недостаточной концентрации соляной кислоты). Восстановительную смесь сливают с солей и хранят в склянке с притертой пробкой в темном месте.  
 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

#### С. 4 ГОСТ 13637.7—93

Сера сульфатная, основной раствор:  $(6,25 \pm 0,05)$  см<sup>3</sup> раствора серной кислоты, приготовленного из фиксанала, разбавляют дистиллированной водой до 100 см<sup>3</sup> в мерной колбе.

1 см<sup>3</sup> раствора содержит 100 мкг сульфатной серы.

Сера сульфатная, рабочий раствор: 10 см<sup>3</sup> основного раствора сульфатной серы помещают в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> и доливают до метки дистиллированной водой.

1 см<sup>3</sup> рабочего раствора сульфатной серы содержит 10 мкг серы.

Сера сульфидная, основной раствор готовят непосредственно перед употреблением: 20 мг высушенного фильтровальной бумагой сульфида натрия, в 1 мг которого содержится 0,133 мг серы, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, приливают 20 см<sup>3</sup> полярного графического фона, доливают дистиллированной водой до метки и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> основного раствора сульфидной серы содержит 26,6 мкг серы.

Сера сульфидная, рабочий раствор готовят непосредственно перед употреблением: 18,7 см<sup>3</sup> основного раствора сульфидной серы помещают в мерную колбу вместимостью 50 см<sup>3</sup> и доводят до метки полярного графического фона. Основной раствор отмеривают бюреткой с погрешностью не более  $\pm 0,05$  см<sup>3</sup>.

1 см<sup>3</sup> рабочего раствора сульфидной серы содержит 10 мкг серы.

### 3. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

#### 3.1. Проверка правильности работы установки

Собирают установку (см. чертеж): в барботеры 6 и 7 заливают раствор пирогаллола в едком кали. В барботер 8 заливают дистиллированную воду и соединяют его с реакционной колбой 2 с помощью хлорвинилового шланга. Остальные соединения осуществляют с помощью резиновых шлангов. В реакционную колбу 2 заливают 150 см<sup>3</sup> предварительно приготовленной восстановительной смеси (см. разд. 2), 1 см<sup>3</sup> раствора хлорной меди с концентрацией 0,1 моль/дм<sup>3</sup> и 0,1 г двухлористого олова. Через холодильник 5 пропускают холодную воду. Шлиф холодильника и шлиф пробки 3 натирают графитовым стержнем. Через установку пропускают поток азота или аргона со скоростью 15—25 пузырьков в приемнике за 10 с. О герметичности установки судят по совпадению скорости прохождения пузырьков аргона в барботере 6 и приемнике 4. Правильность работы установки проверяют восста-

новлением стандартного раствора сульфатной серы. Для этого восстановительную смесь кипятят в течение 1 ч для дополнительной очистки от серы. Восстановительную смесь охлаждают, затем в приемник 4 заливают 10 см<sup>3</sup> полярографического фона, а через шлиф холодильника в реакционную колбу 2 вводят 0,2 см<sup>3</sup> рабочего раствора сульфатной серы. Сероводород отгоняют в течение 30 мин с момента закипания раствора. Затем раствор из приемника выливают в электролитическую ячейку с внешним анодом (анодное отделение предварительно заполняют ртутью на 2 мм выше уровня платинового контакта и насыщенным раствором хлористого калия доверху и закрывают пробкой) и снимают полярограмму.

Режим полярографирования на ПУ-1: амплитуда 10 мВ, скорость развертки 3 мВ/с, принудительный обрыв; начальный потенциал минус 0,45 В, потенциал пика сульфид-иона составляет около минус 0,8 В относительно насыщенного каломельного электрода.

Вследствие диффузии сульфид-ионов в анодное отделение электролизера потенциал пика может постепенно сдвигаться в положительном направлении. Поэтому необходимо ежедневно перезаряжать анодное отделение электролизера свежим насыщенным раствором хлористого калия. Высоту пика серы измеряют по вертикали, проведенной через вершину пика до пересечения с касательной, соединяющей основания ветвей пика.

Высоту пика на полярограмме раствора в приемнике сопоставляют с высотой пика раствора 2 мкг сульфидной серы в 10 см<sup>3</sup> раствора (для получения этого раствора 0,2 см<sup>3</sup> рабочего раствора сульфидной серы разбавляют в узком мерном цилиндре полярографическим фоном до 10 см<sup>3</sup>). Разница высот обоих пиков не должна превышать 10 % относительных от высоты пика рабочего раствора сульфидной серы. Если расхождение больше, а раствор в приемнике дает более низкие пики, то необходимо промыть холодильник бидистиллятом и повторить определение. Окисление йодистоводородной кислоты кислородом воздуха на внутренней поверхности трубки обратного холодильника в то время, когда прибор не работает, является частой причиной занижения результатов определения серы. Если раствор в приемнике дает значительно более высокие пики, то проверяют поправку контрольного опыта, как указано ниже.

### 3.2. Проведение контрольного опыта

Для вновь собранной установки проводят многократную поправку контрольного опыта при пропускании газа через кипящую растворяющую смесь в течение 30 мин. Поправку контрольного опыта (в единицах мкг серы в 10 см<sup>3</sup> раствора) опреде-

ляют по отношению пика в соответствующем растворе к высоте пика, полученного при восстановлении 0,2 мкг сульфатной серы. Если на полярограмме раствора в контрольном опыте не наблюдается пика серы, а наблюдается точка перегиба на полярографической кривой у потенциала пика серы, то за высоту волны принимают половину разницы ординат точек перегиба и минимума на положительной ветви пика.

Установку считают пригодной для работы, если поправка контрольного опыта за 30 мин не превосходит 0,02 мкг серы при массовой доле серы в галлии не более  $5 \cdot 10^{-5} \%$  и 0,2 мкг серы при больших массовых долях серы.

Полноту отгонки серы проверяют ежедневно с утра. Поправку контрольного опыта проверяют ежедневно с утра и после каждого перехода отгонки больших количеств серы в отгонке малых количеств серы.

### 3.3. Градуировка установки

Для градуировки установки проводят восстановление и отгонку серы из 0,2 см<sup>3</sup> рабочего раствора сульфатной серы, как указано в п. 3.1. Установку градуируют один-два раза в течение рабочего дня.

## 4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

После установления полноты отгонки серы и поправки контрольного опыта (по разд. 3) восстановительную смесь охлаждают до комнатной температуры. В приемник 4 заливают новую порцию (10 см<sup>3</sup>) полярографического фона, поднимают холодильник 5 и в реакционную колбу 2 вводят навеску галлия массой 0,5—2 г, в зависимости от содержания серы. Опускают холодильник, включают нагрев электроплитки 1 и ведут растворение галлия и восстановление соединений серы кипячением восстановительной смеси.

После окончания растворения галлия регистрируют полярограмму раствора в приемнике в условиях п. 3.1 и определяют поправку контрольного опыта за время, равное времени растворения пробы галлия.

С одной порцией восстановительной смеси допускается последовательно проводить анализ нескольких навесок галлия пока суммарная масса проанализированного галлия не превышает 3 г.

## 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Массовую долю серы ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 \cdot H \cdot 10^{-4}}{m \cdot H_{\text{ст}}},$$

где  $m_1$  — масса серы в растворе сульфатной серы, введенном для градуировки установки, мкг;

$H$  — средняя арифметическая высота пика полярографируемого раствора после введения пробы за вычетом высоты пика контрольного опыта за время растворения навески пробы, мм;

$m$  — масса навески галлия, г;

$H_{\text{ст}}$  — средняя арифметическая высота пика, полученного при градуировке прибора, за вычетом высоты пика контрольного опыта за 30 мин, мм.

5.2. За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, проведенных из отдельных навесок.

Допускаемые расхождения двух результатов параллельных определений и двух результатов анализа (разность большего и меньшего) с доверительной вероятностью 0,95 приведены в таблице.

Массовая доля серы, %	Допускаемое расхождение, %
$5 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-6}$
$1,0 \cdot 10^{-5}$	$0,5 \cdot 10^{-5}$
$5 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$
$1,0 \cdot 10^{-4}$	$0,3 \cdot 10^{-4}$

Допускаемые расхождения для промежуточных массовых долей серы рассчитывают методом линейной интерполяции.

5.3. Контроль правильности анализа проводят методом добавок по ГОСТ 25086.



## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

## ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 200—76	Разд. 2
ГОСТ 2053—77	Разд. 2
ГОСТ 4167—74	Разд. 2
ГОСТ 4201—77	Разд. 2
ГОСТ 4234—77	Разд. 2
ГОСТ 4658—73	Разд. 2
ГОСТ 5456—79	Разд. 2
ГОСТ 6709—72	Разд. 2
ГОСТ 9293—74	Разд. 2
ГОСТ 10157—79	Разд. 2
ГОСТ 10652—73	Разд. 2
ГОСТ 13637 0—93	Разд. 1
ГОСТ 14261—77	Разд. 2
ГОСТ 24104—88	Разд. 2
ГОСТ 24147—80	Разд. 2
ГОСТ 24363—80	Разд. 2
ГОСТ 25086—87	5.3