

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

## **Измерение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны**

Сборник методических указаний  
МУК 4.1.1519—4.1.1574—03

Выпуск 37

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

**Измерение концентрации вредных веществ  
в воздухе рабочей зоны**

**Сборник методических указаний  
МУК 4.1.1519—4.1.1574—03**

**Выпуск 37**

**ИЗ7 Измерение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Сборник методических указаний. Вып. 37—М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003.—268 с.**

Настоящий сборник содержит копии оригиналов методических указаний по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (МУК 4.1.1519—4.1.1574—2003).

Методические указания подготовлены коллективом специалистов в рамках Проблемной Комиссии «Научные основы гигиены труда и профпатологии». Утверждены Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации, Председателем Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко в июне 2003 г.

Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (сборник 37) разработаны с целью обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вредных веществ их предельно допустимым концентрациям (ПДК) и ориентировочным безопасным уровням воздействия (ОБУВ) — санитарно-гигиеническим нормативам и являются обязательными при осуществлении санитарного контроля.

Включение в данный сборник 57 методик контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны разработаны и подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования».

Методики выполнены с использованием современных методов исследования, метрологически аттестованы и дают возможность контролировать концентрации химических веществ на уровне и меньше их ПДК и ОБУВ в воздухе рабочей зоны установленных в ГН 2.2.5.686—98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и ГН 2.2.5.687—98 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

ББК 51.21

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный санитарный  
врач Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

29 июля 2003 г.

МУК 4.1. N 1524-03



Дата введения с момента утверждения

## 4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ

ВАЛИДОЛА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



М.м. 156,26

М.м. 240,36

Валидол — является раствором ментола (27%) в ментиловом эфире

изовалериановой кислоты (73%). *Маслянистая ж-сть уд. вес, 0,89*  
Хорошо растворим в этаноле, растворим в воде.

В воздухе находится в виде паров и аэрозоля.

Обладает общетоксическим действием.

ПДК в воздухе — 2 мг/м<sup>3</sup>.

## Характеристика метода

Определение основано на измерении светопоглощения окрашенных растворов, образующихся в результате реакции валидола с п-диметиламинобензальдегидом при 540 нм.

Отбор проб проводится с концентрированием в спирт и на фильтр.

## концентрации

Нижний предел измерения валидола

— 10 мкг/мл.

## концентрации

Нижний предел измерения валидола в воздухе (при отборе 50 л воздуха) — 1 мг/м<sup>3</sup>.

Диапазон измеряемых концентраций валидола 1 мг/м<sup>3</sup> — 50 мг/м<sup>3</sup>.

Определению не мешает этиловый эфир  $\alpha$ -бромизовалериановой кислоты. Метод специфичен в условиях производства валидола.

Суммарная погрешность измерения не превышает  $\pm 23,58\%$ .

Время выполнения измерения 45 минут, включая отбор проб.

## Приборы, аппаратура, посуда

Спектрофотометр, СФ-26

Аспирационное устройство. ГОСТ 17.2.6.01-86

Фильтродержатель, ТУ 95.7205-77.

Секундомер, ГОСТ 5072-79.

Термометр, ГОСТ 215-73.

Барометр, ГОСТ 23696-79.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74 в вместимостью 50 мл.

Пипетки, ГОСТ 29227-91 в вместимостью 2,5, 10 мл.

Пробирки колориметрические, вместимостью 20 мл, ГОСТ 1770-74Б.

Палочки стеклянные.

Стаканы химические, вместимостью 50 мл, ГОСТ 25336-82Е.

Поглотительные приборы с пористой пластинкой.

## Реактивы, растворы, материалы

Валидол ВФС 421883-89.

Этиловый спирт, ГОСТ 18300-87, х.ч.

Серная кислота, ч.д.а., ГОСТ 4204-77.

Пара-диметиламинобензальдегид, ТУ 6-09-3272-77.

Р-р п-диметиламинобензальдегида в серной кислоте 1% свежеприготовленный.

Фильтры АФА-ХА-20, ТУ 95-743-80.

Стандартный раствор № I готовят следующим образом: Во взвешенную колбу вместимостью 25 мл с 10–15 мл этанола вносят 2–3 капли валидола, колбу повторно взвешивают и доводят объем до метки этанолом. Рассчитывают концентрацию валидола в I мл раствора. Срок хранения раствора в холодильнике 10 дней.

Стандартный раствор № 2 с концентрацией валидола 0,5 мг/мл готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора № I этанолом.

Отбор пробы воздуха  $\frac{2 \text{ л/мин}}$  состоящую из  
Воздух с объемным расходом аспирируют через систему фильтра  
и последовательно соединенного поглотительного прибора с 5 мл этилового спирта. Поглотительный прибор со спиртом охлаждают водой со льдом.

Для определения I/2 ПДК валидола следует отобрать 50 л воздуха. Длительность хранения проб не более суток.

#### Подготовка к измерению

Для построения градуировочного графика готовят градуировочные растворы согласно таблице.

Таблица 2

Шкала градуировочных растворов

| № стандарта | Стандартный раствор № 2, мл | Этанол, мл | Концентрация валидола в градуировочном растворе, мкг/мл |
|-------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 1           | 0                           | 5,0        | 0                                                       |
| 2           | 0,1                         | 4,9        | 10                                                      |
| 3           | 0,5                         | 4,5        | 50                                                      |
| 4           | 1,0                         | 4,0        | 100                                                     |
| 5           | 1,5                         | 3,5        | 150                                                     |
| 6           | 2,0                         | 3,0        | 200                                                     |
| 7           | 3,0                         | 2,0        | 300                                                     |
| 8           | 5,0                         | 0          | 500                                                     |

К градуировочным растворам приливают по 3 мл 1% раствора п-диметиламинобензальдегида (приливают осторожно, по стенке пробирки). Перемешивают содержимое пробирок. Через 20 минут измеряют оптическую плотность при длине волны 540 нм в кювете с толщиной слоя 1 см относительно раствора сравнения, не содержащего определяемого вещества (раствор № I по таблице).

Строят градуировочный график: на ось ординат наносят значения оптических плотностей градуировочных растворов, на ось абсцисс — соответствующие им величины концентрации вещества в градуировочном растворе (мкг/мл).

Проверка градуировочного графика проводится 1 раз в 3 месяца или в случае использования новой партии реактивов.

#### Проведение измерения

Содержимое поглотительного прибора переносят в стаканчик, туда же на 5 минут помещают фильтр, периодически перемешивают стеклянной палочкой. Степень десорбции вещества 97%. Общий объем пробы составляют 5 мл. Для анализа берут 5 мл.

Далее пробы обрабатывают аналогично градуировочным растворам.

Оптическую плотность полученного анализируемого раствора пробы измеряют аналогично градуировочным растворам по сравнению с контролем, который готовят одновременно и аналогично пробе, используя чистый фильтр.

Количественное определение валидола в анализируемом объеме пробы проводят по предварительно построенному градуировочному графику.

#### Расчет концентрации

Концентрацию валидола (С) в воздухе в  $\text{мг/м}^3$  вычисляют по формуле:

$$C = \frac{a \cdot v}{V}, \text{ где}$$

$a$  — концентрация валидола в анализируемом объеме пробы, найденная по градуировочному графику, мкг/мл;

$v$  — общий объем пробы, мл;

$V$  — объем воздуха, отобранный для анализа, приведенный к стандартным условиям, л (см. Приложение I).



## Приложение I

Приведение объема воздуха к стандартным условиям проводят по следующей формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t (273 + 20) \cdot P}{(273 + t) \cdot 101,33}, \quad \text{где}$$

$V_t$  - объем воздуха, отобранный для анализа, л ;

$P$  - барометрическое давление, кПа (101,33 кПа = 760 мм рт.ст.);

$t$  - температура воздуха в месте отбора пробы,  $^{\circ}\text{C}$ .

Для удобства расчета  $V_{20}$  следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить  $V_t$  на соответствующий коэффициент.

Приложение 2

Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным условиям

| °C  | Давление P, кПа/мм рт.ст. |               |              |               |               |             |                |                |                |                |
|-----|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     | 97,33/<br>730             | 97,66/<br>734 | 98,4/<br>738 | 98,93/<br>742 | 99,46/<br>746 | 100/<br>750 | 100,53/<br>754 | 101,06/<br>758 | 101,33/<br>760 | 101,86/<br>764 |
| -30 | 1,1562                    | 1,1646        | 1,1709       | 1,1772        | 1,1836        | 1,1899      | 1,1963         | 1,2026         | 1,2058         | 1,2122         |
| -26 | 1,1393                    | 1,1456        | 1,1519       | 1,1581        | 1,1644        | 1,1705      | 1,1768         | 1,1831         | 1,1862         | 1,1925         |
| -22 | 1,1212                    | 1,1274        | 1,1336       | 1,1396        | 1,1458        | 1,1519      | 1,1581         | 1,1643         | 1,1673         | 1,1735         |
| -18 | 1,1036                    | 1,1097        | 1,1158       | 1,1218        | 1,1278        | 1,1338      | 1,1399         | 1,1460         | 1,1490         | 1,1551         |
| -14 | 1,0866                    | 1,0926        | 1,0986       | 1,1045        | 1,1105        | 1,1164      | 1,1224         | 1,1284         | 1,1313         | 1,1373         |
| -10 | 1,0701                    | 1,0760        | 1,0819       | 1,0877        | 1,0936        | 1,0994      | 1,1053         | 1,1112         | 1,1141         | 1,1200         |
| - 6 | 1,0540                    | 1,0599        | 1,0657       | 1,0714        | 1,0772        | 1,0829      | 1,0887         | 1,0945         | 1,0974         | 1,1032         |
| - 2 | 1,0385                    | 1,0442        | 1,0499       | 1,0556        | 1,0613        | 1,0669      | 1,0726         | 1,0784         | 1,0812         | 1,0869         |
| 0   | 1,0309                    | 1,0366        | 1,0423       | 1,0477        | 1,0535        | 1,0591      | 1,0648         | 1,0705         | 1,0733         | 1,0789         |
| + 2 | 1,0234                    | 1,0291        | 1,0347       | 1,0402        | 1,0459        | 1,0514      | 1,0571         | 1,0627         | 1,0655         | 1,0712         |
| + 6 | 1,0067                    | 1,0143        | 1,0198       | 1,0253        | 1,0309        | 1,0363      | 1,0419         | 1,0475         | 1,0502         | 1,0557         |
| +10 | 0,9944                    | 0,9999        | 0,0054       | 1,0108        | 1,0162        | 1,0216      | 1,0272         | 1,0326         | 1,0353         | 1,0407         |
| +14 | 0,9806                    | 0,9860        | 0,9914       | 0,9967        | 1,0027        | 1,0074      | 1,0128         | 1,0183         | 1,0209         | 1,0263         |
| +18 | 0,9671                    | 0,9725        | 0,9778       | 0,9830        | 0,9884        | 0,9936      | 0,9989         | 1,0043         | 1,0069         | 1,0122         |
| +20 | 0,9605                    | 0,9658        | 0,9711       | 0,9763        | 0,9816        | 0,9868      | 0,9921         | 0,9974         | 1,0000         | 1,0053         |
| +22 | 0,9539                    | 0,9592        | 0,9645       | 0,9696        | 0,9749        | 0,9800      | 0,9853         | 0,9906         | 0,9932         | 0,9985         |
| +24 | 0,9475                    | 0,9527        | 0,9579       | 0,9631        | 0,9683        | 0,9735      | 0,9787         | 0,9839         | 0,9865         | 0,9917         |
| +26 | 0,9412                    | 0,9464        | 0,9516       | 0,9566        | 0,9618        | 0,9669      | 0,9721         | 0,9773         | 0,9799         | 0,9851         |
| +28 | 0,9349                    | 0,9401        | 0,9453       | 0,9503        | 0,9555        | 0,9605      | 0,9657         | 0,9708         | 0,9734         | 0,9785         |
| +30 | 0,9288                    | 0,9339        | 0,9391       | 0,9440        | 0,9492        | 0,9542      | 0,9594         | 0,9645         | 0,9670         | 0,9723         |
| +34 | 0,9167                    | 0,9218        | 0,9268       | 0,9318        | 0,9368        | 0,9418      | 0,9468         | 0,9519         | 0,9544         | 0,9595         |
| +36 | 0,9049                    | 0,9099        | 0,9149       | 0,9199        | 0,9248        | 0,9297      | 0,9347         | 0,9397         | 0,9421         | 0,9471         |

**Вещества, определяемые по ранее утвержденным  
Методическим указаниям**

| Наименование вещества                                            | : Методические указания                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Микрокапсулированный биологический активный концентрат           | МУ на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны в системах вентиляционных установок<br>МУ, выпуск с 1-5, М., 1981, стр. 235, № 1719-77                                                                                                                                     |
| Композиция порошковая полиэфирная ППК-I                          | " "                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Свинцово-кадмиевый припой                                        | МУ на фотометрическое определение свинца в воздухе<br>МУ, выпуск 15, М., 1979, стр. 112, № 2014-79                                                                                                                                                                                        |
| Синтетические моющие средства "Ариэль", "Тайд", "Миф-Ун иверсал" | МУ на фотометрическое измерение концентраций моющих синтетических средств "Лотос-автомат", "Эра-А", "Ока", "Био-С", "Вихрь" по основному компоненту поверхностно-активному веществу додецилбензолсульфонату натрия в воздухе рабочей зоны<br>МУ, выпуск 25, М., 1989, стр. 106, № 4916-88 |
| Синтетические моющие средства "Лоск", "Диксан"                   | " "                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Пен-талгин                                                       | МУ на фотометрическое измерение концентраций парацетамола (4-ацетиламинофенола) в воздухе рабочей зоны<br>МУ, выпуск 31, № 315-96, утв. 8.06.96.                                                                                                                                          |
| Теофедрин                                                        | " "                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Диоксид олова                                                    | МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле<br>М., 1992, стр. 58, стр. 67, № 4945-88, утв. 22.12. 1988 г.                                                                                                                                                                      |
| Марганец <sup>М</sup> этилкарбонилциклопентан-тион               | МУ на фотометрическое определение циклопентанниитронкарбонил марганца в воздухе.<br>В сборнике "МУ на определение вредных веществ в воздухе", вып. 1-5, Ч., 1981, стр. 54, " 1635-77.                                                                                                     |

## Приложение 4

Указатель основных синонимов, технических,  
торговых и фирменных названий веществ

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| аспартам                     | Стр. 12         |
| бензоат холестерина          | 238             |
| бензоат-7-дегидрохолестерина | 238             |
| бенфотиамин                  | 3               |
| валидол                      | 30              |
| вапортрин                    | 253             |
| ДАЦ                          | 60              |
| ДАХГ                         | 115             |
| дибазол                      | 22              |
| димекарбин                   | 75              |
| динезин                      | 111             |
| дерматол                     | 35              |
| дитилин                      | 70              |
| ДЭГА                         | 120             |
| изодибут                     | 134             |
| изамбен                      | 149             |
| имизин                       | 65              |
| карбамазепин                 | 136             |
| картан, латран               | 192             |
| кетотифен фумарат            | 55              |
| кломифен фенола              | 233             |
| кломифен цитрат              | 219             |
| лонзабак                     | 18              |
| мексидол                     | 245             |
| метиловый эфир эстрадиола    | 50              |
| метиловый эфир эстрогена     | 157             |
| метоксикломифен              | 228             |
| Na-КМХ                       | 187             |
| новокаиномид гидрохлорид     | 101             |
| новокаина основание          | 106             |
| ОФФУК                        | 173             |
| сульфонамид II               | 224             |
| тамоксифен                   | 80              |
| фенидон А                    | 208             |
| фосфотиамин                  | 161             |
| фенобарбитал (люминал)       | 249             |
| хитозан                      | 182             |
| хладон 32                    | 90              |
| хладон 21                    | 216             |
| хладон 124 а                 | 196             |
| эстрон                       | 166             |
| кроддекс                     | 38 <sup>a</sup> |

## Приложение 5.

Расчёт характеристик погрешности на основе данных,  
приведенных в МВИ КХА.

| Приведено в<br>МВИ                                                | Принятые<br>предположения | Расчёт<br>составляющей<br>погрешности  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| $\Delta$ (информация о<br>структуре погреш-<br>ности отсутствует) | $\Delta_c$ - незначимо    | $\sigma(\hat{\Delta}) = \Delta / 1,96$ |

- $\Delta$  - характеристика результатов КХА (суммарная погрешность).  
 $\Delta_c$  - характеристика систематической составляющей погрешности.  
 $\sigma(\hat{\Delta})$  - характеристика случайной составляющей погрешности.

## Расчёт норматива оперативного контроля погрешности (точности) МВИ КХА.

| № | Алгоритмы оперативного контроля             | ВИД КОНТРОЛЯ                                                                    |                                                 | Принятые обозначения                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                             | Внутренний оперативный контроль                                                 | Внешний контроль по схеме оперативного контроля |                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 | С применением образцов для контроля (ОК)    | $ K_k  =  X - C  < K$<br>$K = 0,84 \Delta$                                      |                                                 | $K_k$ - результат контрольной процедуры;<br>$X$ - результат анализа пробы;<br>$C$ - аттестованное значение ОК;<br>$K$ - норматив оперативного контроля                                                                    |
| 2 | С применением метода добавок                | $ K_k  =  X' - X - C  < K$<br>$K = 0,84 \sqrt{(\Delta_{X'})^2 + (\Delta_X)^2}$  |                                                 | $K_k$ - результат контрольной процедуры;<br>$X$ - результат анализа пробы без добавки;<br>$X'$ - результат анализа пробы с добавкой;<br>$C$ - величина добавки;<br>$K$ - норматив оперативного контроля                   |
| 3 | С применением метода разбавления            | $ K_k  =  KX' - X  < K$<br>$K = 0,84 \sqrt{R^2 (\Delta_{X'})^2 + (\Delta_X)^2}$ |                                                 | $K_k$ - результат контрольной процедуры;<br>$X$ - результат анализа рабочей пробы;<br>$X'$ - результат анализа разбавленной пробы;<br>$R$ - коэффициент разбавления;<br>$K$ - норматив оперативного контроля              |
| 4 | С применением другой (контрольной) методики | $ K_k  =  X - X_k  < K$<br>$K = 0,84 \sqrt{(\Delta_{X_k})^2 + (\Delta_X)^2}$    |                                                 | $K_k$ - результат контрольной процедуры;<br>$X$ - результат анализа пробы по контролируемой методике анализа;<br>$X_k$ - результат анализа пробы по контрольной методике анализа;<br>$K$ - норматив оперативного контроля |

Оперативный контроль погрешности (точности) проводят в одинаковых условиях, т.е. результаты анализа получает один аналитик с использованием одного набора мерной посуды, одной партии реактивов и т.д.

## Приложение 7.

Расчёт норматива внутрилабораторного оперативного контроля (ВОК) воспроизводимости МВН КХА.

ВОК воспроизводимости проводят с использованием рабочих проб путём сравнения результата контрольной процедуры, равного расхождению двух результатов КХА ( $x_1$  и  $x_2$ ) содержания компонента в одной и той же пробе, с нормативом ВОК воспроизводимости  $L$

$$| \bar{x}_1 - \bar{x}_2 | \leq L.$$

Норматив ВОК воспроизводимости рассчитывают по формуле:

$$L = Q(P, m) \sigma(\bar{\Delta})$$

где  $\sigma(\bar{\Delta})$  — показатель воспроизводимости (характеристика случайной составляющей погрешности, соответствующая среднему содержанию компонента в пробе):

$$\bar{x}_{\text{ср}} = \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2}{2},$$

$$Q(P, m) = 2,77 \text{ при } m=2, P=0,95.$$

При осуществлении ВОК воспроизводимости отбирают две пробы, объём которых равен объёму, необходимому для проведения анализа по методике, и анализируют в точном соответствии с методикой, максимально варьируя условия проведения анализа, т.е. получают два результата анализа, используя разные наборы мерной посуды, разные партии реактивов. В работе должны участвовать два аналитика.

При превышении норматива ВОК воспроизводимости эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

## С О Д Е Р Ж А Н И Е

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Методические указания по измерению концентраций $\delta$ -[2]. [(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил -[формиламино]-I-[2-(фосфонокси)этил]-I-пропениловый эфир фенилкарботионовой кислоты (Бенфотиамин) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.<br>(ВНЦ БАН, г.Москва) <i>МБк 4.1.1514-03</i> | 3    |
| Методические указания по измерению концентраций аммоний - <del>А</del> - нитридобис [акватетрахлорорутената (IV)] в воздухе рабочей зоны методом высокoeffективной жидкостной хроматографии.<br>(ГОСНИИОХТ, г.Москва) <i>МБк 4.1.1520-03</i>                                                                                     | 8    |
| Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций N- $\beta$ -аспартил- $\beta$ -фенилаланина-1-метилового эфира (аспартама) в воздухе рабочей зоны.<br>(ВНЦ БАН, г.Москва) <i>МБк 4.1.1521-03</i>                                                                                                         | 12   |
| Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций N,N'-бис-(3-аминопропил)-додецил-амин (Лонзабака) в воздухе рабочей зоны.<br>(НИИ медицины труда РАМН, г.Москва) <i>МБк 4.1.1522-03</i>                                                                                                                  | 18   |
| Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 2-бензил-бензимидазола гидрохлорида (дибазола) в воздухе рабочей зоны.<br>(ВНЦ БАН, г.Москва) <i>МБк 4.1.1523-03</i>                                                                                                                                     | 22   |
| Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций бензофенона в воздухе рабочей зоны.<br>(НИХФИ, г.Новокузнецк) <i>МБк 4.1.1523-03</i>                                                                                                                                                                     | 26   |
| Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций валидола в воздухе рабочей зоны.<br>(Донецкий медицинский институт, г.Донецк) <i>МБк 4.1.1524-03</i>                                                                                                                                                     | 30   |
| Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций висмутовой соли галловой кислоты (дерматол) в воздухе рабочей зоны.<br>(ВНЦ БАН, г.Москва) <i>МБк 4.1.1525-03</i>                                                                                                                                        | 35   |
| Методические указания по фотометрическому измерению концентраций (K)-2 <sup>A</sup> -O-(2-Гидроксипропил)-B-циклодекстрина (Крофдекса) в воздухе рабочей зоны<br>(РГМУ, ВНЦ БАН, г.Москва) <i>МБк 4.1.1526-03</i>                                                                                                                | 38 а |



Методические указания по измерению концентраций 4-гексилокси-1-нафталальдегида, оксима 4-гексилокси-1-нафталальдегида и 4-гексилокси-1-нафтонитрила в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

(НИИ ГТИПЗ, г.Уфа) *ММК 4.1.1627-03*

39

Методические указания по пламенно-фотометрическому измерению концентраций глутамата натрия в воздухе рабочей зоны.

(ВНЦ БАН, г.Москва) *ММК 4.1.1528-03*

46

Методические указания по измерению концентраций 1,17β-Дигидрокси-1,3,5 [10]-эстрадиена-3-метилового эфира (Метилового эфира эстрадиола) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии,

(ВНЦ БАН, г.Москва) *ММК 4.1.1529-03*

50

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 4,9-дигидро-4-(1-метилпиперидинилиден-1-Н-бензо [4,5]циклопента-[1,2-б]-тиофен-10-ОН)-гидрофумарата (кетотифена фумарата) в воздухе рабочей зоны.

(ВНЦ БАН, г.Москва) *ММК 4.1.1530-03*

55

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 2-диметиламинометилциклогексанона гидрохлорида (ДАЦ) в воздухе рабочей зоны.

(НИХФИ, г.Новокузнецк) *ММК 4.1.1531-03*

60

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций N-(3-диметиламинопропил)иминоди-бензила гидрохлорида (имизина) в воздухе рабочей зоны.

(ВНЦ БАН, г.Москва) *ММК 4.1.1532-03*

65

Методические указания по флуориметрическому измерению концентраций β-диметиламиноэтилового эфира янтарной кислоты дийодметилата (дитилина) в воздухе рабочей зоны.

(ВНЦ БАН, г.Москва) *ММК 4.1.1533-03*

70

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 1,2-диметил-3-карбэтокси-5-окси-индола (димекарбина) в воздухе рабочей зоны.

(ВНЦ БАН, г.Москва) *ММК 4.1.1534-03*

75

Методические указания по измерению концентраций (Z)-2-[4-(1,2-дифенил-1-бутенилфенокси)]-N,N-диметил-этанамин (Тамоксифен основания) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

(ВНЦ БАП, г.Москва) *Мет 4.1.1535-03*

80

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций дифосфата 0,0'-диаминодибензила в воздухе рабочей зоны.

(ВНЦ БАП, г.Москва) *Мет 4.1.1536-03*

85

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций диформетана (хладон-32) в воздухе рабочей зоны.

(НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека, Ленинградская обл.) *Мет 4.1.1537-03*

90

Методические указания по измерению концентраций 2,5-дихлорфенола в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии. *Мет 4.1.1538-03*

(НИИ медицины труда и экологии человека, г.Уфа)

93

Методические указания по измерению концентраций 2,4-дихлорфенола в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии. *Мет 4.1.1539-03*

(НИИ медицины труда и экологии человека, г.Уфа)

97

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций  $\beta$ -диэтиламиноэтиламида п-аминобензойной кислоты гидрохлорида (новокаида гидрохлорида) в воздухе рабочей зоны.

(ВНЦ БАП, г.Москва) *Мет 4.1.1540-03*

101

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций  $\beta$ -диэтиламиноэтилового эфира п-аминобензойной кислоты (новокаина основания) в воздухе рабочей зоны.

(ВНЦ БАП, г.Москва) *Мет 4.1.1541-03*

106

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 10-(2'-диэтиламиноэтил)фенотиазина гидрохлорида (динезина) в воздухе рабочей зоны.

(ВНЦ БАП, г.Москва) *Мет 4.1.1542-03*

111

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций диэтиламиноэтилхлорида гидрохлорида (ДАХГ) в воздухе рабочей зоны.

(НИХФИ, г.Новокузнецк) *ММК 4.1.1543-03*

115

Методические указания по измерению концентраций N, N'-диэтилгидроксиламина (ДЭГА) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в воздухе рабочей зоны.

(Пермский государственный технический университет) *ММК 4.1.1544-03*

120

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций изобутилового эфира 3,5-диамино-4-хлорбензойной кислоты (бензойная кислота, 3,5-диамино-4-хлор-2-метилпропиловый эфир) в воздухе рабочей зоны

(НИИ медицины труда РАМН, г.Москва) *ММК 4.1.1545-03*

125

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций изовалериановой кислоты в воздухе рабочей зоны.

(ВНЦ БАП, г.Москва) *ММК 4.1.1546-03*

129

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций изодибута в воздухе рабочей зоны.

(Донецкий медицинский институт, г.Донецк) *ММК 4.1.1547-03*

134

Методические указания по измерению концентраций 5-карбамоил-5Н-дibenз [b, f]-азепина (карбамазепина) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в воздухе рабочей зоны.

(ВНЦ БАП, г.Москва) *ММК 4.1.1548-03*

138

Методические указания по измерению концентраций красителей органических дисперсных полиэфирных алого 2Ж, темно-коричневого 2Ж, серого С и черного 2К методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны.

(НИИ ГТ и ПЗ, г.Харьков). *ММК 4.1.1549-03*

143

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций N-метил-4-бензилкарбамидопиридиний-иодида (изамбена) в воздухе рабочей зоны.

(Донецкий медицинский институт, г.Донецк) *ММК 4.1.1550-03*

149

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 2-метилпиразина в воздухе рабочей зоны.

*ММК 4.1.1551-03*  
(НИИ гигиены,профпатологии и экологии человека, Ленинградская обл.)

153

Методические указания по измерению концентраций 3-метокси-1,3,5-эстратриен-17-она (метилового эфира эстрогена) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

(ВНЦ БАН, г.Москва) *ММК 4.1.1552-03*

157

Методические указания по измерению концентраций монофосфорного эфира 4-метил-5-β-оксиэтил- N -(2'-метил-4'-амино-5'-метилпиримидил)-тиазолия монофосфата (фосфотиамина) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

(ВНЦ БАН, г.Москва) *ММК 4.1.1553-03*

161

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций {3-окси-эстра-1,3,5(10)триен-17ОН} (эстрогена) в воздухе рабочей зоны. *ММК 4.1.1554-03*

(ВНЦА-ВНИИА, ГОСНИИАВИАПРОМА, г.Москва)

166

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций олеиновой кислоты в воздухе рабочей зоны. *ММК 4.1.1555-03*

(НИИ медицины труда РАМН, г.Москва)

170

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций орто-формилфеноксикусусной кислоты (ОФФУК) в воздухе рабочей зоны.

(НИХФИ, г.Новокузнецк) *ММК 4.1.1556-03*

173

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций платифиллина гидротартрата в воздухе рабочей зоны. *ММК 4.1.1557-03*

(ВНЦ БАН, г.Москва)

178

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций поли-α-глюкозоамина, частично N-ацетилованного (хитозана) в воздухе рабочей зоны.

(ВНЦ БАН, г.Москва) *ММК 4.1.1558-03*

182

Методические указания по пламеннфотометрическому измерению концентраций поли (1-4)-2- N -карбокси-метил-2-дезоксид-3-0-карбоксиметил-β-Д-глюкопиранозы натриевой соли (Na-KMX) в воздухе рабочей зоны.

(ВНЦ БАН, г.Москва) *ММК 4.1.1559-03*

187

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 1,2,3,9-тетра-гидро-9-метил-3-[ (2'-метил-1Н-имидазол-1'-ил)метил] -4Н-карбазол-4-ОН, хлоргидрата дигидрата (картана или латрана) в воздухе рабочей зоны. *ММК 4.1.1560-03*

(ВНЦ БАВ, г.Москва)

192

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 1,1,2,2-тетрафтор-1-хлорэтана (Хладона I24 а) в воздухе рабочей зоны.

(НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека, Ленинградская обл.) *ММК 4.1.1561-03*

196

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций трис-(β-хлорпропил)фосфата в воздухе рабочей зоны. *ММК 4.1.1562-03*

(НИЦ "Экос" РГМУ, г.Москва)

200

Методические указания по измерению концентраций 2,4,6-трихлорфенола в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии. *ММК 4.1.1563-03*

(НИИ медицины труда и экологии человека, г.Уфа)

204

Методические указания по измерению концентраций 1-фенилпиразолидона-3 (фенидона А) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. (НИИ медицины труда РАМН, г.Москва) *ММК 4.1.1564-03*

208

Методические указания по измерению концентраций фосфида галлия в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционного спектрального анализа.

(Институт биофизики МЗ РФ, г.Москва) *ММК 4.1.1565-03*

212

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций фтордихлорметана (Хладона-2I) в воздухе рабочей зоны. *ММК 4.1.1566-03*

(НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека, МЗ России, Ленинградская обл.)

216

Методические указания по измерению концентраций 2 - [4 -(2-хлор-1,2-дифенилэтинил)фенокси] - N, N -диэтил-2 гидроксигидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат этанамина (Кломифен цитрата) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

(ВНЦ БАВ, г.Москва) *ММК 4.1.1567-03*

219

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 4-[β-(5'-хлор-2'-метоксибензамидо)этил] бензол-сульфонамида (сульфонамид П) в воздухе рабочей зоны. *МЧК 4.1.1568-03*

(НИХФИ, г.Новокузнецк)

224

Методические указания по измерению концентраций I-хлор-2(п-метоксифенил)-I,2-дифенилэтилена (метоксикломифена) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

(ВНЦ БАН, г.Москва) *МЧК 4.1.1569-03*

228

Методические указания по измерению концентраций I-хлор-2(4-оксифенил)-I,2-дифенилэтилена (смесь цис и транс-изомеров) (кломифен фенола) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

(ВНЦ БАН, г.Москва) *МЧК 4.1.1570-03*

233

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций Зр - холест-5,7-диен-3-ола бензоата (бензоата-7-дегидрохолестерина) и Зр - холест-5-ен-3-ола бензоата (бензоата холестерина) в воздухе рабочей зоны.

(ВНЦ БАН, г.Москва) *МЧК 4.1.1571-03*

238

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 2-этил-3-метил-3-оксипиридина сукцината (мексидола) в воздухе рабочей зоны.

(ВНЦ БАН, г.Москва) *МЧК 4.1.1572-03*

245

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации 5-этил-5-фенилбарбитуровой кислоты (фенобарбитала) в воздухе рабочей зоны.

(ВНЦ БАН, г.Москва) *МЧК 4.1.1573-03*

249

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций (R,S)-I-этинил-2-метил-2-пентенил (IR)-цис, транс-хризантемата (вапортрина) в воздухе рабочей зоны.

(НИЦ БИТХим, г.Москва)

*МЧК 4.1.1574-03*

253

Приложение I

257

Приложение 2

258

Приложение 3

259

Приложение 4

260

|              |      |
|--------------|------|
| Приложение 5 | 260а |
| Приложение 6 | 260б |
| Приложение 7 | 260в |