

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
32474—  
2013

---

# МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Определение коэффициента распределения  
н-октанол/вода методом высокоэффективной  
жидкостной хроматографии

(OECD Test No 117:2004, IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 – 92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 – 2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

## Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 61–П от 5 ноября 2013 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004 – 97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004 – 97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 787-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32474–2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 августа 2014 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному документу OECD Test No 117:2004 Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC Method (ОЭСР Тест No 117 Коэффициент распределения (н–октанол/вода), метод высокоэффективной жидкостной хроматографии).

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия – идентичная (IDT)

## 6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячных информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартиформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

## Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках комплекса стандартов, относящихся к методам испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Данный стандарт идентичен документу OECD по испытаниям химической продукции OECD Guideline For The Testing of Chemicals. Partition Coefficient (n-octanol/water), High Performance Liquid Chromatography (HPLC), принятому Советом ОЭСР 13 апреля 2004 года.

**МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ОПАСНОСТЬ  
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ****Определение коэффициента распределения н-октанол/вода  
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии**

Testing of chemicals of environmental hazard.  
Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC Method

Дата введения — 2014—08—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний для определения коэффициента распределения н-октанол/вода методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

**2 Термины и определения**

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**2.1 коэффициент распределения н-октанол/вода ( $K_{ow}$ ):** соотношение равновесных концентраций вещества растворенного в двухфазной системе, состоящей из двух практически несмешивающихся растворителей.

**2.2 «мертвое время»:** Время, необходимое, чтобы неудерживаемое вещество прошло установку.

**3 Основные положения**

3.1 Коэффициент распределения н - октанол/вода ( $K_{ow}$ ) является соотношением равновесных концентраций вещества растворенного в двухфазной системе, состоящей из двух практически несмешивающихся растворителей. В случае н-октанола и воды см. формулу

$$K_{ow} = C_{\text{н-октанол}} / C_{\text{вода}} \quad (1)$$

где  $C_{\text{н-октанол}}$  — концентрация н-октанола;

$C_{\text{вода}}$  — концентрация воды.

Будучи отношением двух концентраций,  $K_{ow}$  является безразмерным и обычно приводится в виде десятичного логарифма.

3.2  $K_{ow}$  является важным параметром в изучении трансформации химических веществ в окружающей среде. Была показана высокая значимость связи неионизированной формы вещества с его способностью к биоаккумуляции в рыбе. Также было доказано, что  $K_{ow}$  является удобным параметром для предсказания адсорбции веществ в почве и для установления количественной зависимости структура — активность для широкого диапазона биологических эффектов.

3.3 Значение  $\log K_{ow}$  в диапазоне от минус двух до четырех (иногда свыше 5)<sup>1)</sup> может быть экспериментально определено методом [2]. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) применим для диапазона значений  $K_{ow}$  от нуля до шести. Этот метод может требовать оценки  $K_{ow}$  для выбора референтного вещества и поддержки любых выводов, основывающихся на данных, получен-

<sup>1)</sup> Верхний предел определяется необходимостью достижения полного разделения фаз после установления распределительного равновесия и перед отбором проб для аналитического определения. Если надлежащие условия тщательно соблюдаются, то верхний лимит может быть расширен до более высоких значений  $K_{ow}$ .

ных в тесте. Методы расчета кратко обсуждаются в приложении А к настоящему стандарту. При ВЭЖХ используется изократный метод.

3.4 Значения  $K_{ow}$  зависят от условий окружающей среды, таких как температура, pH, ионная сила и т.д., и для правильной интерпретации данных о  $K_{ow}$  эти условия должны быть определены в эксперименте. Для ионизируемых веществ могут быть использованы другие альтернативные методы, но в некоторых случаях более целесообразно использовать методы ВЭЖХ для pH, свойственных для окружающей среды (см 3.8).

3.5 Обратно-фазовая ВЭЖХ выполняется на аналитических колонках, заполненных доступной в промышленных масштабах твердой фазой, содержащей длинные углеводородные цепи (например, C8, C18) химически связанной на силикагеле.

3.6 Вещество вводится в перегородки колонки между фазой подвижного растворителя и стационарной углеводородной фазой, так он транспортируется вдоль колонны по подвижной фазе. Химические вещества удерживаются в пропорции с их коэффициентом разделения углеводород-вода, где гидрофильное соединение элюируется первым, а липофильное – последним. Это время удержания описывается емкостным фактором  $k$ , вычисляемым по формуле:

$$k = \frac{t_r - t_0}{t_0}, \quad (2)$$

где  $t_r$  – время удержания исследуемого вещества;

$t_0$  – «мертвое» время, т.е. среднее время, необходимое для прохождения через колонку молекул растворителя.

Количественные методы анализа не требуются, необходимо только определение времени удерживания.

3.7 Коэффициент распределения октанол/вода тестируемого вещества может быть рассчитан экспериментальным определением его емкостного фактора  $k$ , а затем подставлением значения фактора  $k$  в следующую формулу

$$\log K_{ow} = a + b \cdot \log k \quad (3)$$

где  $a$ ,  $b$  = коэффициенты линейной регрессии.

Вышеуказанная формула может быть выведена путем построения уравнения линейной регрессии зависимости  $\log K_{ow}$  референтного вещества от емкостного фактора референтного вещества.

3.8 Обратная-фазовая ВЭЖХ дает возможность оценить коэффициент распределения в диапазоне  $\log K_{ow}$  от нуля до шести, но, в исключительных случаях, может быть расширено до покрытия диапазона  $\log K_{ow}$  от шести до десяти. Это может потребовать того, чтобы подвижная фаза менялась. Этот метод не применим для сильных кислот и оснований, комплексов металлов, веществ, которые реагируют с элюентом, или поверхностно-активными веществами. Значения для ионизированной формы могут быть представлены в виде их неионизированных форм (свободная кислота или свободное основание) только путем использования соответствующего буферного раствора с pH ниже, чем pKa для свободных кислот или выше pKa для свободных оснований.

П р и м е ч а н и е - pKa – отрицательный десятичный логарифм константы диссоциации кислоты.

Кроме того может быть представлен этот pH метрический метод для испытаний неионизированных форм веществ. Если значение  $\log K_{ow}$  определено для использования в классификации оценки опасности для окружающей среды или оценки экологических рисков, испытание должно быть представлено в диапазоне pH, соответствующему природному значению, например, pH в диапазоне от пяти до девяти.

3.9 В некоторых случаях примеси могут затруднить интерпретацию результатов из-за неопределенности в распределении пиков. Для смесей, которые приводят к нерешенным полосам должны быть представлены верхний и нижний пороги  $\log K_{ow}$  и процент области каждого пика. Для смесей, которые являются группой гомологов, также, должен быть указан средневзвешенный показатель  $\log K_{ow}$ , рассчитанный на основе единичных значений  $K_{ow}$  и соответствующих процентных значений областей. При расчете во внимание должны быть приняты все пики, которые делают вклад от 5 % и более от общей площади пика.

$$\text{средне взвешенное значение } \log K_{ow} = \frac{\sum_i (\log(K_{ow})_i (\text{площадь}_i, \%))}{\text{общая площадь пика, \%}} = \frac{\sum_i (\log K_{owi}) (\text{площадь}_i, \%)}{\sum_i (\text{площадь}_i, \%)} \quad (4)$$

Средневзвешенное значение  $\log K_{ow}$  справедливо только для веществ или смесей (например, талловое масло), состоящих из гомологов (например, серии алканов). Смеси могут быть измерены со значимым результатом при условии, что аналитический детектор имеет такую же чувствительность отношению ко всем веществам в смеси и может иметь надлежащее разрешение.

## 4 Описание метода

### 4.1 Информация о тестируемом веществе

Перед тем как использовать данный метод, должны быть известны константа диссоциации, структурная формула и растворимость в подвижной фазе. Также может быть полезной информация о гидролизе.

### 4.2 Критерии качества

4.2.1 С целью повышения достоверности измерения, определения должны проводиться в двух параллельных тестах.

Повторяемость: значения  $K_{ow}$ , полученные из повторных измерений, которые выполнены в идентичных условиях и используют тот же набор референтных веществ, должны укладываться в диапазон  $\pm 0,1 \log$  единицы измерения.

Воспроизводимость: Если измерения повторяются с различным набором реферативных веществ, то результаты могут быть различны. Как правило, коэффициент корреляции  $R$  для зависимости между  $\log k$  и  $\log K_{ow}$  для набора тестируемых веществ составляет около 0,9.

4.2.2 Межлабораторный сравнительный эксперимент показал, что с использованием метода высокоэффективной жидкостной хроматографии значения  $\log K_{ow}$  могут быть получены с точностью до  $\pm 0,5$  единиц метода встряхивания во флаконе. Корреляционные графики, основанные на структурно родственных референтных веществах, дают наиболее точные результаты.

### 4.3 Референтные вещества

4.3.1 Для того, чтобы провести корреляцию между измеренными значениями емкостного фактора  $k$  и его  $K_{ow}$  должен быть построен калибровочный график с использованием по крайней мере шести точек (см. 4.8.3). Выбор соответствующих референтных веществ устанавливается пользователями. Референтные вещества должны иметь, как правило, значение  $\log K_{ow}$ , которое охватывает значение  $\log K_{ow}$  тестируемого вещества, т.е., по крайней мере одно референтное вещество должно иметь  $K_{ow}$  выше, чем тестируемое вещество и другое референтное вещество —  $K_{ow}$  ниже, чем тестируемое вещество. Экстраполяция должна использоваться только в исключительных случаях. Предпочтительно, чтобы эти референтные вещества имели бы структуру, родственную тестируемому веществу. Значения  $\log K_{ow}$ , используемые для калибровки, должны быть основаны на надежных экспериментальных данных. Тем не менее, для веществ с высокими значениями  $\log K_{ow}$  (как правило, более четырех) расчетные значения могут быть использованы, если доступны надежные экспериментальные данные. Если используются экстраполируемые значения, то должны быть указаны предельные значения.

4.3.2 В настоящее время доступны обширные перечни значений  $\log K_{ow}$  для многих групп химических веществ. Если информация о коэффициентах распределения структурно-родственных веществ недоступна, то может использоваться более общая калибровка, установленная с другими референтными веществами. Рекомендуются референтные вещества и их значения  $K_{ow}$  приведены в таблице 1. Для ионизированных форм веществ данные значения применяются для неионизированных форм. Эти значения были проверены на достоверность и качество при проведении межлабораторных сравнительных тестов.

## ГОСТ 32474—2013

Таблица 1 – Перечень рекомендуемых референтных веществ

	CAS№	Референтное вещество	logK <sub>ow</sub>	pKa
1	78-93-3	2-Бутанон (Метилэтилкетон)	0,3	
2	1122-54-9	4-ацетилпиридин	0,5	
3	62-53-3	Фениламин	0,9	
4	103-84-4	Ацетанилид	1,0	
5	100-51-6	Фенилкарбинол	1,1	
6	150-76-5	4-метоксифенол	1,3	10,26
7	122-59-8	Феноксиуксусная кислота	1,4	3,12
8	108-95-2	Фенол	1,5	9,92
9	51-28-5	2,4-динитрофенол	1,5	3,96
10	100-47-0	Бензонитрил	1,6	
11	140-29-4	Фенилацетонитрил	1,6	
12	589-18-4	4-метилбензолметанол	1,6	
13	98-86-2	Ацетофенон	1,7	
14	88-75-5	2-нитрофенол	1,8	7,17
15	121-92-6	3-нитробензойная кислота	1,8	3,47
16	106-47-8	4-хлоранилин	1,8	4,15
17	98-95-3	Нитробензол	1,9	
18	104-54-1	Циннамильный (коричный) спирт	1,9	
19	65-85-0	Бензойная кислота	1,9	4,19
20	106-44-5	П-Крезол	1,9	10,17
21	140-10-3 (транс)	(Е)-3-фенилпропеновая (коричная) кислота	2,1	3,89 (цис) 4,44 (транс)
22	100-66-3	Метоксибензол	2,1	
23	93-58-3	Метилбензоат	2,1	
24	71-43-2	Бензол	2,1	
25	99-04-7	3-метилбензойная кислота	2,4	4,27
26	106-48-9	4-хлорфенол	2,4	9,1
27	79-01-6	1,1,2-трихлорэтилен	2,4	
28	1912-24-9	2-хлор-4-этиламино-симм-триазин (атразин)	2,6	
29	93-89-0	Этиловый эфир бензолкарбоновой кислоты	2,6	
30	1194-65-6	2,6-дихлорбензонитрил	2,6	
31	535-80-8	3-хлорбензойная кислота	2,7	3,82
32	108-88-3	Толуол	2,7	
33	90-15-3	Нафталин-1-ол	2,7	9,34
34	608-27-5	2,3-дихлоранилин	2,8	
35	108-90-7	Хлорбензол	2,8	
36	1746-13-0	Аллилфениловый эфир	2,9	
37	108-86-1	Бромбензол	3,0	
38	100-41-4	Этилбензол	3,2	
39	119-61-9	Дифенилкетон	3,2	
40	92-69-3	4-фенилфенол	3,2	9,54
41	89-83-8	5-метил-2-пропан-2-илфенол (тимол)	3,3	
42	106-46-7	1,4-дихлорбензол	3,4	
43	122-39-4	Дифениламин	3,4	0,79
44	91-20-3	Нафталин	3,6	
45	93-99-2	Фениловый эфир бензойной кислоты	3,6	
46	98-82-8	Изопропилбензол	3,7	
47	88-06-2	2,4,6-трихлорфенол	3,7	6
48	92-52-4	Бифенил	4,0	
49	120-51-4	Бензилбензоат	4,0	
50	88-85-7	2,4-Динитро-6-бутилфенол	4,1	
51	120-82-1	1,2,4-трихлорбензол	4,2	

Окончание таблицы 1

	CAS№	Референтное вещество	logK <sub>ow</sub>	pKa
52	143-07-7	Додекановая кислота	4,2	5,3
53	101-84-8	Дифениловый эфир	4,2	
54	85-01-8	Фенантрен	4,5	
55	104-51-8	n-Бутилбензол	4,6	
56	103-29-7	Дибензил	4,8	
57	3558-69-8	2,6-дифенилпиридин	4,9	
58	206-44-0	Флуорантен	5,1	
59	603-34-9	Трифениламин	5,7	
60	50-29-3	1,1,1-Трихлор-2,2-бис(п-хлорфенил)этан (ДДТ)	6,5	

#### 4.4 Предварительная оценка коэффициента распределения

При необходимости, коэффициент распределения тестируемого вещества может быть оценен предпочтительно с использованием расчетного метода (см. приложение А), или, где это приемлемо, путем использования отношения растворимости тестируемого вещества в чистом растворителе.

#### 4.5 Оборудование

Требуется жидкофазовый хроматограф, оснащенный низкой импульсной накачкой и соответствующей системой детектирования. Для широкого диапазона значений химических групп применяются ультрафиолетовый детектор, используемый при длине волны 210 нм, или рефрактометрический детектор. Присутствие полярных групп в неподвижной фазе может оказать серьезное воздействие на характеристики колонны для ВЭЖХ, поэтому неподвижная фаза должна иметь минимальный процент полярных групп. Могут использоваться промышленные микрочастицы обратно-фазовой упаковки или готовые упакованные колонны (колонки фабричной упаковки). Предколонка (защитная колонка) может располагаться между инжекторной системой и аналитической колонкой.

#### 4.6 Подвижная фаза

4.6.1 Для приготовления элюирующего растворителя (подвижной фазы) используют метанол, степень чистоты которого соответствует требованиям ВЭЖХ, и дистиллированную или деионизированную воду. Растворитель должен быть дегазирован. Необходимо применять режим изократического (т. е. при постоянном составе подвижной фазы) элюирования. Также необходимо использовать соотношение метанол/вода с минимальным содержанием воды 25 %. Обычно соотношение 3:1 (по объему) смеси метанол/вода является достаточным для элюирования (вымывания) вещества с показателем logK равным шести в час при скорости потока 1 мл/мин. Для веществ с logK выше шести может потребоваться уменьшение времени элюирования (вымывания) вещества (и соответствующих референтных соединений) путем уменьшения полярности подвижной фазы или длины колонки.

4.6.2 Тестируемое вещество и референтные вещества должны растворяться в подвижной фазе в концентрациях, достаточных для их детектирования. В исключительных случаях, могут использоваться добавки в смеси с метанол/вода, однако они могут менять свойства колонны. В этом случае необходимо убедиться, что времена удерживания тестируемого и референтного веществ не влияют. Если смесь метанол/вода не подходит, то для этих целей могут использоваться другие органические водорастворимые смеси, например, этанол–вода, ацетонитрил–вода или изопропиловый спирт–вода.

4.6.3 Для неионизированных форм веществ важную роль играет значение pH элюента. Оно должно быть в рабочем диапазоне pH колонки, обычно между значениями два и восемь. Рекомендуется использование буферов. Необходимо соблюдать осторожность, во избежание осаждения солей и повреждения колонны которые проявляются с некоторыми органическими фазами/буферными смесями. Измерения ВЭЖХ с использованием стационарных фаз на основе диоксида кремния с показателем pH выше восьми как правило, не целесообразно, так как использование щелочной подвижной фазы может привести к быстрому ухудшению характеристик колонки.

#### 4.7 Растворенное вещество (элюит)

Тестируемые и референтные вещества должны быть достаточно чистыми для установления пиков в хроматограммах для соответствующих веществ. Вещества, используемые для целей тестирования



или калибровки, по возможности должны растворяться в подвижной фазе. Если используется другой растворитель, чем подвижная фаза, для растворения тестируемого и референтного веществ, то подвижная фаза должна использоваться для итогового разбавления перед инъекцией (впрыскиванием).

#### 4.8 Условия проведения испытаний

4.8.1 Температура во время измерения должна варьироваться не более чем на  $\pm 1$  °C.

##### 4.8.2 Определение «мертвого времени» $t_0$ .

$t_0$  может быть определено путем использования неударивающихся органических веществ (например, тиомочевины или формамида). Более точно мертвое время может быть получено из времени удерживания, измеренного или установленного примерно семью членами гомологического ряда (например, *n*-алкил метил кетон). Временные сроки на удержание  $t_R(n_C+1)$  графически наносятся напротив  $t_R(n_C)$ , где  $n_C$  – число атомов углерода. Затем получается прямая линия,  $t_R(n_C+1) = A t_R(n_C) + (1-A)t_0$ , где  $A$  представляет собой константу  $k(n_C+1)$ .  $t_0$  получается из отрезка на оси координат  $(1-A)t_0$  и угла наклона  $A$ .

##### 4.8.3 Корреляционное уравнение.

Следующим шагом является нанесение  $\log k$  как функции от  $\log K$  для выбранного референтного вещества со значением  $\log K$  близким к ожидаемому значению для тестируемого вещества. На практике, от шести до десяти референтных веществ инжестируются одновременно. Время удерживания определяется с возможным использованием записывающего интегратора, связанного с системой детектирования. Соответствующие логарифмы емкостного фактора  $\log k$ , строятся как функция  $\log K$ . Корреляционное уравнение представляется, как постоянный интервал, по крайней мере, один раз в день, таким образом, что могут быть приняты во внимание возможные изменения характеристик колонны.

#### 4.9 Определение $K_{ow}$ тестируемого вещества

Тестируемое вещество инжестируется в количествах, самых низких для обнаружения. Время удерживания определяется в двух повторностях. Коэффициент распределения тестируемого вещества получается путем интерполяции рассчитанного емкостного фактора на калибровочном графике. Для очень низкого и высокого коэффициентов распределения необходима экстраполяция. Особенно в этих случаях внимание должно быть обращено на границы доверительного интервала линии регрессии.

### 5 Результаты и подготовка отчета

Отчет о проведении испытания должен содержать следующую информацию:

- если проводилась предварительная оценка коэффициента распределения, то оценочные значения и использованный метод; и если был использован расчетный метод, то его полное описание, включая определение базы данных и детальную информацию о выборе фрагментов;
- тестируемые и референтные вещества: чистота, структурная формула и номер CAS;
- описание оборудования и условия работы: аналитическая колонка, защитная колонка;
- подвижная фаза, средства обнаружения, температурный диапазон, pH;
- профиль вымывания (хроматограммы);
- «мертвое время» и как оно было измерено;
- время удерживания и значение  $\log K_{ow}$ , взятые из литературы для ссылочных веществ, используемых для калибровки;
- детали соответствующей линии регрессии ( $\log k$ , как функция  $\log K_{ow}$ ) и коэффициент корреляции линии, включая доверительные интервалы;
- средние данные удерживания и интерполируемое значение  $\log K_{ow}$  для тестируемых веществ;
- в случае смесей: хроматографический профиль элюции с указанием отключений;
- значения  $\log K_{ow}$  по отношению к проценту площади  $\log K_{ow}$  пика;
- расчет с помощью линии регрессии;
- рассчитанные средневзвешенные значения  $\log K_{ow}$ , при необходимости.

Приложение А  
(справочное)

**Расчетный метод определения logK<sub>ow</sub>**

**А.1 Введение**

А.1.1 В этом приложении приводится краткое введение в расчет  $K_{ow}$ .

А.1.2 Расчетные значения  $K_{ow}$  используются для:

- определения того, какой экспериментальный метод необходимо использовать: метод встряхивания колбы для диапазона log $K_{ow}$  между –двух и четырех или метод ВЭЖХ с диапазоном log $K_{ow}$  от нуля до шести;
- выбор условий, которые будут использоваться в высокоэффективной жидкостной хроматографии (референтные вещества, соотношение метанол/вода);
- проверки достоверности значений, полученных с помощью экспериментальных методов;
- предоставление оценки, когда экспериментальные методы не могут быть применены.

**А.2 Принцип расчетного метода**

Расчетный метод, предполагаемый здесь, основывается на теоретической фрагментации молекул в соответствующих подструктурах для которых известно надежное возрастание log $K_{ow}$ . Данный log $K_{ow}$  получают путем суммирования значений фрагментов и поправочных коэффициентов для внутримолекулярных взаимодействий.

**А.3 Достоверность расчетных значений**

В основном, достоверность расчетных методов уменьшается, если сложность изучаемых веществ увеличивается. В случае простых молекул с низкой молекулярной массой и с одной или двумя функциональными группами, может ожидать отклонение от 0,1, до 0,3 величины log $K_{ow}$  между результатами различных методов фрагментации и измеренными значениями. Такая допустимая погрешность будет зависеть от надежности констант используемого фрагмента, способности распознавания внутримолекулярных взаимодействий (например, водородные связи) и правильного использовании поправочных коэффициентов. В случае ионизированных веществ заряд и уровень ионизации должны быть приняты во внимание.

**А.4 π-метод Фуджита - Ханша**

Гидрофобную константу заместителя  $\pi$ , изначально введенную Фуджита, вычисляют по формуле (А.1).

$$\pi_X = \log K_{ow}(\text{PhX}) - \log K_{ow}(\text{PhH}), \quad (\text{А.1})$$

где  $x$  – произвольное соединение

PhX – ароматическое производное соединения;

PhH – исходное вещество.

**Пример (А.2):**

$$\pi_{\text{Cl}} = \log K_{ow}(\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}) - \log K_{ow}(\text{C}_6\text{H}_6) = 2,84 - 2,13 = 0,71 \quad (\text{А.2})$$

Данный  $\pi$ -метод представляет интерес в основном для ароматических веществ.

**А.5 Метод Реккера**

При использовании метода Реккера значение log $K_{ow}$  вычисляют по формуле:

$$\log K_{ow} = \sum_i a_i f_i + \sum_j b_j F_j \quad (\text{А.3})$$

где  $f_i$  – фрагмент константы;

$F_j$  – поправочные коэффициенты;

$a_i, b_j$  – соответствующая частота возникновения.

Перечень значения атомных и фрагментарных групп, а также поправочных коэффициентов были получены методом проб и ошибок на экспериментальных значениях  $\log K_{ow}$ . Поправочные коэффициенты были разделены на несколько классов.

#### **A.6 Смешанный метод**

Расчет  $\log K_{ow}$  сложных молекул может быть значительно улучшен, если молекулу разбить на более крупные подструктуры, для которых доступны надежные значения  $\log K_{ow}$  либо из литературы, либо из существующих измерений. Такие фрагменты (например, гетероциклы, антрахинона, азобензола) могут затем сочетаться с  $\pi$ -значениями по Ханшу или с константами фрагмента Реккера.

#### **A.7 Примечания:**

- методы расчета применимы только к частично или полностью ионизированным веществам при условии учета необходимых поправочных коэффициентов;
- если можно предположить существование внутримолекулярных водородных связей, то должны быть добавлены соответствующие поправочные коэффициенты (примерно от плюс 0,6 до плюс 1,0 значений  $\log K_{ow}$ ). Указания на наличие таких связей могут быть получены из стерео моделей или спектроскопических данных;
- если возможны некоторые таутометрические формы, то для расчета должна использоваться наиболее распространенная;
- пересмотр перечней фрагментов констант должен тщательно отслеживаться.

## Библиография

- [1] C.V. Eadsforth and P. Moser. (1983). Assessment of Reverse Phase Chromatographic Methods for Determining Partition Coefficients. 12, 1459
- [2] W. Klein, W. Kördel, M. Weiss and H.J. Poremski. (1988). Updating of the OECD Test Guideline 107 Partition Coefficient n-Octanol-Water, OECD Laboratory Intercomparison Test on the HPLC Method. 17, 361
- [3] C.V. Eadsforth. (1986). Application of Reverse H.P.L.C. for the Determination of Partition Coefficient. 17, 311
- [4] H. Ellgehausen, C. D'Hondt and R. Fuerer. (1981). Reversed-phase chromatography as a general method for determining octan-1-ol/water partition coefficients. Pesticide. Science. 12, 219
- [5] B. McDuffie. Estimation of Octanol Water Partition Coefficients for Organic Pollutants Using Reverse Phase High Pressure Liquid Chromatography. (1981). 10, 73
- [6] OECD Guideline for Testing of Chemicals – Partition Coefficient (n-octanol/water): pH-metric Method for Ionisable Substances. Draft Guideline 122. November 2000
- [7] OSPAR (1995). Harmonised Offshore Chemicals Notification Format (HOCFN) 1995, Oslo and Paris Conventions for the Prevention of Marine Pollution Programmes and Measures Committee (PRAM), Annex 10, Oviedo, 20–24 February 1995
- [8] M. Thatcher, M. Robinson, L. R. Henriquez and C. C. Karman. (1999). An User Guide for the Evaluation of Chemicals Used and Discharged Offshore, A CIN Revised CHARM III Report 1999. Version 1.0, 3. August
- [9] E. A. Vik, S. Bakke and K. Bansal. (1998). Partitioning of Chemicals. Important Factors in Exposure Assessment of Offshore Discharges. Vol. 13, pp. 529-537
- [10] L.O. Renberg, S.G. Sundstroem and K. Sundh-Nygård. (1980) Partition coefficients of organic chemicals derived from reversed-phase thin-layer chromatography. Evaluation of methods and application on phosphate esters, polychlorinated paraffins and some PCB-substitutes. 9, 683
- [11] W.E. Hammers, G.J.Meurs and C.L. De-Ligny. (1982). Correlations between liquid
- [12] chromatographic capacity ratio data on Lichrosorb RP-18 and partition coefficients in the octanol-water system. 247, 1
- [13] J.E. Haky and A.M. Young. (1984) Evaluation of a simple HPLC correlation method for the estimation of the octanol-water partition coefficients of organic compounds. 7, 675
- [14] S. Fujisawa and E. Masuhara. (1981). Determination of Partition Coefficients of Acrylates Methacrylates and Vinyl Monomers Using High Performance Liquid Chromatography. 15, 787
- [15] C. Hansch and A. J. Leo. (1979). Substituent Constants for Correlation Analysis in Chemistry and Biology. John Willey, New York
- [16] C. Hansch, chairman; A.J. Leo, dir. (1982). Log P and Parameter Database: A tool for the quantitative prediction of bioactivity - Available from Pomona College Medical Chemistry Project, Pomona College, Claremont, California 91711
- [17] R. F. Rekker, H. M. de Kort. (1979). The hydrophobic fragmental constant: An extension to a 1000 data point set. – Chim. Ther. 14, 479
- [18] G.E. Berendsen, P.J. Schoenmakers, L. de Galan, G. Vigh, Z. Varga-Puchony, and J. Inczédy. (1980) On determination of hold-up time in reversed-phase liquid chromatography. 3, 1669

УДК 658.382.3:006.354 МКС 71.040.50 Т58 IDT

Ключевые слова: химическая продукция, воздействие на окружающую среду, окружающая среда, водная среда, метод испытаний, коэффициент распределения, хроматография

---

Подписано в печать 01.09.2014. Формат 60x841/8.  
Усл. печ. л. 1,86. Тираж 36 экз. Зак. 3250.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)