

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

**Методические указания  
по определению концентраций химических  
веществ в воде централизованного  
хозяйственно-питьевого водоснабжения**

**Сборник методических указаний  
МУК 4.1.646–4.1.660–96**

*Издание официальное*

**Минздрав России  
Москва 1997**

#### **4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

##### **Методические указания по определению концентраций химических веществ в воде централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения**

**Сборник методических указаний  
МУК 4.1.646—4.1.660—96**

ББК 51.21я8

М54

**М54 Методические указания по определению концентраций химических веществ в воде централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения: Сборник методических указаний.**—М.: Информационно-издательский центр Минздрава России, 1997.—112 с.

ISBN 5—7508—0080—6

1. Подготовлены творческим коллективом специалистов в составе: Малышева А. Г. (руководитель), Зиновьева Н. П., Суворова Ю. Б., Растяльников Е. Г., Топорова И. Н., Евстигнеева М. А., при участии Кучеренко А. И. (Госкомсанэпиднадзор России).

2. Утверждены и введены в действие Первым заместителем Председателя Госкомсанэпиднадзора России — заместителем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации С. В. Семеновым 31 октября 1996 года.

3. Введены впервые.

ББК 51.21я8

Редакторы Максакова Е. И., Карнаухова А. А.  
Технический редактор Ломанова Е. В.

Подписано в печать 12.05.97.

Формат 60х88/16

Тираж 5000 экз.

Печ. л. 7,0

Заказ 6712

ЛР № 020877 от 20.05.94 г.

Министерство здравоохранения Российской Федерации  
101431, Москва, Рахмановский пер., д. 3

Оригинал-макет подготовлен к печати  
Информационно-издательским центром Минздрава России  
125167, Москва, проезд Аэропорта, 11. Отдел реализации, тел. 198-61-01

Отпечатано с готового оригинал-макета в филиале Государственного ордена  
Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени  
Московского предприятия "Первая Образцовая типография"  
Комитета Российской Федерации по печати.  
113114, Москва, Шлюзовая наб., 10

© Информационно-издательский центр  
Минздрава России

## Содержание

Область применения.....	4
Методические указания по газохроматографическому определению галогенсодержащих веществ в воде: МУК 4.1.646—96 .....	6
Методические указания по газохроматографическому определению фенола в воде: МУК 4.1.647—96 .....	13
Методические указания по газохроматографическому определению анилина и о-толуидина в воде: МУК 4.1.648—96 .....	22
Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в воде: МУК 4.1.649—96 .....	29
Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде: МУК 4.1.650—96 .....	39
Методические указания по газохроматографическому определению толуола в воде: МУК 4.1.651—96 .....	47
Методические указания по газохроматографическому определению этилбензола в воде: МУК 4.1.652—96 .....	53
Методические указания по реакционно-хроматографическому определению формальдегида в воде: МУК 4.1.653—96 .....	59
Методические указания по газохроматографическому определению бутаналя, бутанола, изобутанола, 2-этилгексаналя, 2-этилгексенала и 2-этилгексанола в воде: МУК 4.1.654—96 .....	66
Методические указания по газохроматографическому определению диметилового эфира в воде: МУК 4.1.655—96 .....	75
Методические указания по газохроматографическому определению метилакрилата и метилметакрилата в воде: МУК 4.1.656—96 .....	81
Методические указания по газохроматографическому определению бутилакрилата и бутилметакрилата в воде: МУК 4.1.657—96 .....	89
Методические указания по газохроматографическому определению акрилонитрила в воде: МУК 4.1.658—96 .....	97
Методические указания по газохроматографическому определению динила в воде: МУК 4.1.659—96 .....	103
Методические указания по газохроматографическому определению дивинилбензола в воде: МУК 4.1.660—96 .....	108

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя  
Госкомсанэпиднадзора России  
заместитель Главного государственного  
санитарного врача Российской Федерации  
С.В.Семенов

31 октября 1996 г.

МУК 4.1.646—4.1.660—96

Дата введения – с момента утверждения

### Область применения

Методические указания по определению концентраций химических веществ в воде предназначены для использования органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора при осуществлении государственного контроля за соблюдением требований к качеству воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водохозяйственными организациями, производственными лабораториями предприятий, контролирующими состояние водных объектов, а также научно-исследовательскими институтами, работающими в области гигиены водных объектов.

Включенные в сборник методические указания разработаны в соответствии с требованиями ГОСТа 8.010—90 "Методики выполнения измерений", ГОСТа 17.0.0.02—79 "Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения". В сборнике приведены методики по измерению концентраций 40 химических веществ.

Методики выполнены с использованием современных физико-химических методов исследования газовой хроматографии с различного вида детектированием, метрологически аттестованы и дают возможность контролировать содержание химических веществ на уровне и меньше их предельно допустимых концентраций в воде, установленных в СанПиН 2.1.4.559—96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

---

Издание официальное

Настоящие методические указания не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без разрешения Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России.

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", а для веществ не включенных в перечень нового документа – в действующих "Санитарных правилах и нормах охраны поверхностных вод от загрязнения".

Методические указания одобрены и приняты на совместном заседании группы Главного эксперта Комиссии по санитарно-гигиеническому нормированию "Лабораторно-инструментальное дело и метрологическое обеспечение" Госкомсанэпиднадзора России и бюро секции по физико-химическим методам исследования объектов окружающей среды Проблемной комиссии "Научные основы экологии человека и гигиены окружающей среды".

## УТВЕРЖДЕНО

Первым заместителем Председателя  
Госкомсанэпиднадзора России –  
заместителем Главного государственного  
санитарного врача Российской Федерации  
31 октября 1996 г.  
МУК 4.1.646—96  
Дата введения: с момента утверждения

## 4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

### Методические указания по газохроматографическому определению галогенсодержащих веществ в воде

Настоящие методические указания устанавливают методику газохроматографического количественного химического анализа воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения для определения в ней содержания галогенсодержащих веществ в диапазоне концентраций 0,001—75 мг/дм<sup>3</sup>.

Физико-химические свойства веществ представлены в табл. 1, а их гигиенические нормативы в табл. 2.

Таблица 1

Физико-химические свойства веществ

Наименование вещества	Формула	Мол. масса	Т <sub>кипл.</sub> , °С	Плотность, г/см <sup>3</sup>	Растворимость, *г/дм <sup>3</sup>		
					вода	этанол	эфир
1	2	3	4	5	6	7	8
Хлороформ	CHCl <sub>3</sub>	119,37	61,26	1,498	8,2	~	~
Дихлорбромметан	CHCl <sub>2</sub> Br	163,83				~	~
Дибромхлорметан	CHClBr <sub>2</sub>	208,28				~	~
Бромформ	CBr <sub>3</sub>	252,75	150,50	2,891	20,3	~	~
Четыреххлористый углерод	CCl <sub>4</sub>	153,81	76,80	1,632	0,8	~	~

Издание официальное

Настоящие методические указания не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без разрешения Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России.

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Тетрахлорэтилен	$\text{CCl}_2\text{CCl}_2$	165,82	возг.	2,983	т.р.	~	~
Трихлорэтилен	$\text{CHClCCl}_2$	131,38	88–90	1,440	1,1	~	~
1,2-Дихлорэтан	$\text{CH}_2\text{ClCH}_2\text{Cl}$	98,95	83,7	1,258	0,92	р	~
Дихлорметан	$\text{CH}_2\text{Cl}_2$	84,93	40,10	1,336	20,2	~	~
1,1-Дихлорэтилен	$\text{CH}_2\text{CCl}_2$	96,94	31,70	1,250	н.р.	~	~
* <b>Примечание:</b> н. р. – нерастворимо; т. р. – трудно растворимо; р – растворимо; ~ – смешивается в любых соотношениях							

Таблица 2

Гигиенические нормативы анализируемых веществ

Наименование вещества	ПДК, мг/л	Класс опасности
Хлороформ	0,20	2
Дихлорбромметан	0,06	3
Дибромхлорметан	0,1	
Бромоформ	0,1	2
Четыреххлористый углерод	0,002	2
Тетрахлорэтилен	0,04	2
Трихлорэтилен	0,07	2
1,2-Дихлорэтан	0,03	2
Дихлорметан	7,50	3
1,1-Дихлорэтилен	0,03	1

## 1. Погрешность измерений

Методика обеспечивает выполнение измерений с погрешностью, не превышающей  $\pm 21,2\%$  при доверительной вероятности 0,95.

## 2. Метод измерений

Измерения концентрации галогенсодержащих веществ выполняют методом газовой хроматографии с использованием электронно-захватного детектора.

Концентрирование соединений из воды осуществляют газовой экстракцией при нагревании в замкнутом объеме.



Нижний предел измерения 0,0001 мкг.

Определению не мешают углеводороды, спирты, кетоны, фенолы.

### 3. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы.

#### 3.1. Средства измерений

Хроматограф газовый типа Цвет-530

или 3700 с электронно-захватным детектором

Весы аналитические лабораторные типа ВЛА-200

Линейка измерительная

Лупа измерительная

Меры массы

Посуда стеклянная лабораторная

Секундомер СДС пр. 1-2-000

Термостат водяной

Флаконы стеклянные вместимостью

10 см<sup>3</sup> с резиновыми пробками и

металлическими держателями,

ФО-1-10-АБ-1

ГОСТ 24104—80Е

ГОСТ 17435—72

ГОСТ 8309—75

ГОСТ 7328—82Е

ГОСТ 1770—74Е, 20299—74Е

ГОСТ 5072—79

ТУ 64—2—10—87

#### 3.2. Вспомогательные устройства

Хроматографическая колонка из

кварцевого стекла длиной 25 м и

внутренним диаметром 0,3 мм с

жидкой фазой SE-54

(толщина пленки 5 мк)

Дистиллятор

Редуктор кислородный

Электроплитка

ТУ 61—1—721—79

ТУ 26—05—235—70

ГОСТ 14919—83

#### 3.3. Материалы

Азот сжатый, о. с. ч.

ГОСТ 9293—74

**Хлопчатобумажные перчатки****3.4. Реактивы**

Вода артезианская (кипяченая)

1,2-Дихлорэтан, х. ч.

ТУ 6—09—2667—78

Дихлорметан, х. ч.

ТУ 6—09—2901—77

1,1-Дихлорэтилен, ч.

ТУ 6—09—2901—78

Углерод четыреххлористый, х. ч.

ГОСТ 20228—74

Хлороформ, дихлорбромметан, бромоформ, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен реагенты для хроматографии фирмы Alltech Associates (США) или ГСО на соответствующие галогенорганические соединения.

**4. Требования безопасности**

4.1. При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, установленные для работы с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по ГОСТу 12.1.005—88.

4.2. При выполнении измерений с использованием газового хроматографа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТом 12.1.019—79 и инструкцией по эксплуатации прибора.

4.3. При отборе проб разогретым шприцем надевают на руки хлопчатобумажные перчатки.

**5. Требования к квалификации операторов**

К выполнению измерений допускают лиц, имеющих квалификацию не ниже инженера-химика, с опытом работы на газовом хроматографе.

**6. Условия измерений**

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

6.1. Процессы приготовления растворов и подготовки проб к анализу проводят в нормальных условиях согласно ГОСТу 15150—69 при температуре воздуха ( $20 \pm 10$ )°С, атмосферном давлении 630—800 мм рт. ст. и влажности воздуха не более 80 %.

6.2. Выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в условиях, рекомендуемых технической документацией к прибору.

## 7. Подготовка к выполнению измерений

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: приготовление растворов, подготовка хроматографической колонки, установление градуировочной характеристики, отбор проб.

### 7.1. Приготовление растворов

Исходный раствор галогенсодержащих соединений для градуировки ( $c = 0,1 \text{ мг/см}^3$ ). 25 мг каждого соединения вносят в колбу вместимостью  $250 \text{ см}^3$ , доводят до метки ацетоном и тщательно перемешивают. Срок хранения раствора – 1 месяц.

Рабочий раствор галогенсодержащих соединений для градуировки ( $c = 0,001 \text{ мг/см}^3$ ).  $1,0 \text{ см}^3$  исходного раствора вносят в колбу вместимостью  $100 \text{ см}^3$ , доводят до метки ацетоном и перемешивают. Срок хранения – 1 месяц.

### 7.2. Подготовка хроматографической колонки

Хроматографическую капиллярную колонку, не подключая к детектору, кондиционируют в токе газа-носителя (азот) с расходом  $2,0 \text{ см}^3/\text{мин}$  при температуре  $250^\circ\text{C}$  в течение 18 часов. После охлаждения колонку подключают к детектору, записывают нулевую линию в рабочем режиме. При отсутствии дрейфа нулевой линии колонка готова к работе.

### 7.3. Установление градуировочной характеристики

Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной градуировки на градуировочных растворах. Она выражает зависимость площади пика соответствующего вещества на хроматограмме ( $\text{мм}^2$ ) от концентрации ( $\text{мг/дм}^3$ ) и строится по 5-ти сериям растворов для градуировки.

Градуировочные растворы четыреххлористого углерода, тетрахлорэтиена, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилена готовят в мерных колбах вместимостью  $100 \text{ см}^3$ . Для этого в каждую колбу вносят рабочий раствор в соответствии с табл. 3 и доводят объем до метки охлажденной до  $20^\circ\text{C}$  кипяченой артезианской водой и перемешивают.

Градуировочные растворы хлороформа, дихлорбромметана, дибромхлоретана, бромоформа, трихлорэтилена, дихлорметана готовят в мерных колбах вместимостью  $1000 \text{ см}^3$ . Для этого в каждую колбу вносят

исходный раствор для градуировки в соответствии с табл. 4, доводят объем до метки охлажденной до 20 °С кипяченой артезианской водой и перемешивают.

Таблица 3

Растворы для установления градуировочной характеристики при определении концентраций четыреххлористого углерода, тетрахлорэтилена, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилена

Номер раствора	1	2	3	4	5	6	7
Объем рабочего р-ра ( $c = 0,001 \text{ мг/см}^3$ ), $\text{см}^3$	0,1	0,5	1,0	2,0	5,0	10,0	20,0
Концентрация вещества, $\text{мг/дм}^3$	0,001	0,005	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2

Таблица 4

Растворы для установления градуировочной характеристики при определении концентраций хлороформа, дихлорбромметана, дибромхлорметана, бромоформа, трихлорэтилена, дихлорметана в воде

Номер раствора	1	2	3	4	5	6	7
Объем исходного р-ра ( $c = 0,1 \text{ мг/см}^3$ ), $\text{см}^3$	0,5	1,0	4,0	10,0	30,0	70,0	100,0
Концентрация вещества, $\text{мг/дм}^3$	0,05	0,1	0,4	1,0	3,0	7,0	10,0

По 5,0  $\text{см}^3$  каждого градуировочного раствора помещают в стеклянный флакон, закрывают резиновой пробкой, прижимают ее металлическим держателем, опускают нижнюю половину флакона в термостат и выдерживают его при температуре 80 °С в течение 60 мин. Нагретым до 80 °С шприцем отбирают пробу воздуха объемом 2,0  $\text{см}^3$  над раствором, вводят в испаритель хроматографа и анализируют при следующих условиях:

Температура термостата колонки программируется от 50 °С (7 мин в изотермическом режиме) до 150 °С со скоростью 5 град/мин

Температура испарителя

250 °С

Температура детектора

250 °С

Расход азота через колонку

2,0  $\text{см}^3/\text{мин}$

Расход азота, сбрасываемого в испарителе

5,0  $\text{см}^3/\text{мин}$

Расход азота, поддуваемого в детектор

40  $\text{см}^3/\text{мин}$

Чувствительность шкалы усилителя ЭЗД

$256 \times 10^{-11} \text{ А}$

Скорость движения диаграммной ленты

240 мм/час

Время удерживания 1,1-дихлорэтилена	4 мин 24 сек
дихлорметана	5 мин 28 сек
хлороформа	7 мин 54 сек
четырёххлористого углерода	10 мин 36 сек
1,2-дихлорэтана	11 мин 53 сек
трихлорэтилена	12 мин 53 сек
дихлорбромметан	13 мин 19 сек
тетрахлорэтилена	17 мин 40 сек
дибромхлорметан	18 мин 42 сек
бромформ	22 мин 48 сек

На полученных хроматограммах рассчитывают площади пиков компонентов и по средним значениям из 5-ти серий строят градуировочные характеристики для каждого вещества.

#### 7.4. Отбор проб

Пробы воды отбирают согласно ГОСТу 4979—49, 2874—82 и 17.1.5.04—81. Анализируют в день отбора.

### 8. Выполнение измерений

5,0 см<sup>3</sup> пробы помещают в стеклянный флакон, закрывают резиновой пробкой, прижимают металлическим держателем, термостатируют и анализируют согласно п. 7.3.

На хроматограмме рассчитывают площади пиков.

### 9. Вычисление результатов измерений

Концентрацию анализируемого вещества (мг/дм<sup>3</sup>) определяют по градуировочной характеристике.

Методические указания разработаны А. Г. Малышевой (НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды, г. Москва) и Е. Е. Сотниковым (Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Минздравмедпрома России, г. Москва).