



СПРАВОЧНИК

ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В ВЕТЕРИНАРИИ



ВИРУСНЫЕ,
РИККЕТСИОЗНЫЕ
И ПАРАЗИТАРНЫЕ
БОЛЕЗНИ

СПРАВОЧНИК
•
ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В ВЕТЕРИНАРИИ

•
ВИРУСНЫЕ,
РИККЕТСИОЗНЫЕ
И ПАРАЗИТАРНЫЕ
БОЛЕЗНИ

Под редакцией Б. И. АНТОНОВА



МОСКВА АГРОПРОМИЗДАТ 1987

ББК 48.73

Л12

УДК 619:616.98/.99(031)

Составители: *Б. И. Антонов, В. В. Борисова, Л. П. Каменева, Л. И. Ковалерчук, Г. А. Михальский, В. Д. Певнева, Л. И. Прянишникова.*

Лабораторные исследования в ветеринарии: Вирусные, риккетсиозные и паразитарные болезни: Справочник/Под ред. Б. И. Антонова. — М.: Агропромиздат, 1987. — 240 с.: ил.

В книге даны методы лабораторного исследования патологического материала с целью определения возбудителей вирусных, риккетсиозных и паразитарных болезней животных. Они изложены по единой схеме. Методы унифицированы и стандартизированы.

Для ветврачей и фельдшеров, лаборантов ветеринарных лабораторий.

Л 3805020000—166 332—87
035(01)—87

ББК 48.73

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЕТЕРИНАРИИ:
ВИРУСНЫЕ, РИККЕТСИОЗНЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ

Справочник

Составители: **Борис Иванович Антонов, Валерия Валентиновна Борисова, Людмила Петровна Каменева и др.**

Зав. редакцией *В. Г. Федотов*. Редактор *В. Н. Сайганиди*. Художественный редактор *Н. А. Никонова*. Технический редактор *Н. А. Зубкова*. Корректор *Н. В. Карпова*

ИБ № 5093

Сдано в набор 02.10.86. Подписано к печати 22.01.87. Т-00912. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 12,6. Усл. кр.-отг. 12,6. Уч.-изд. л. 18,25. Изд. № 226. Тираж 33 000 экз. Заказ № 668. Цена 1 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени ВО «Агропромиздат», 107807, ГСП, Москва, Б-53, ул. Садовая-Спаская, 18

Владимирская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

© ВО «Агропромиздат», 1987

ПРЕДИСЛОВИЕ



Успешное выполнение намеченной XXVII съездом КПСС широкой программы развития в нашей стране агропромышленного комплекса в немалой степени зависит от хорошей организации ветеринарного обслуживания животноводства, четко налаженной работы ветеринарных диагностических лабораторий. Проводимые в лабораториях исследования позволяют правильно организовать мероприятия по предупреждению инфекционных и инвазионных болезней, а в случаях возникновения заболевания своевременно поставить диагноз и принять целенаправленные меры по его быстрой ликвидации.

В работе ветеринарных лабораторий все большее применение находят современные методы исследований, одновременно идет совершенствование диагностики многих заболеваний, предлагаются новые более чувствительные и достоверные методы, позволяющие полнее и на ранних стадиях выявлять заболевших животных и тем самым способствовать быстрейшему оздоровлению хозяйств.

Специалисты лабораторий постоянно расширяют перечень показателей и болезней, на которые проводятся исследования.

За последнее время утверждено значительное количество инструктивных документов по проведению лабораторных исследований, что позволило более четко организовать работу специалистов, улучшить качество исследований, получать сопоставимые результаты.

Оснащение лабораторий современным оборудованием позволяет внедрять в работу более точные инструментальные методы.

В своей работе ветеринарные лаборатории не могут использовать всего многообразия предлагаемых методов исследования из-за того, что они или недостаточно апробированы, или из-за сложности используемого оборудования. Имеют место случаи, когда предлагаемые различными авторами методы при определении одних и тех же показателей дают несопадающие результаты. Поэтому в настоящий справочник включены методы лабораторных исследований патологического материала, полученного от больных, убитых или павших сельскохозяйственных животных, апробированные Центральной ветеринарной лабораторией и утвержденные в разные годы бывшим Министерством сельского хозяйства СССР.

Книга содержит методические указания по диагностике вирусных, риккетсиозных, хламидиозных болезней, а также методические указания по лабораторной диагностике паразитарных болезней животных и пчел.

Методики излагаются по единой схеме: взятие и пересылка патологического материала, методы его обработки, микроскопические исследования, включая световую и люминесцентную микроскопию, выделение возбудителей на куриных эмбрионах и культурах клеток, заражение лабораторных животных, гистологические исследования, идентификация и дифференциация возбудителей с использованием различных методов, определение биологической активности вакцин и исследования на напряженность иммунитета.

Методы лабораторных исследований, представленные в справочнике, унифицированы и стандартизированы, что создает возможность для стандартизации аппаратов, приборов, инструментов, посуды, реактивов, биопрепаратов и другого специального имущества, определения объема подготовки специалистов и степень оснащения ветеринарных диагностических лабораторий. Таким образом, стандартизация методов исследования является способом наведения строгого порядка в ветеринарной лабораторной работе.

ВИРУСНЫЙ ЭНТЕРИТ ГУСЯТ

Методические указания по лабораторной диагностике вирусного энтерита гусят

(Утверждены 25 декабря 1980 г.)

1. Общие положения.

1.1. Лабораторная диагностика вирусного энтерита гусят заключается: в выделении вируса в гусиных эмбрионах (ГЭ) или культуре клеток гусиных фибробластов (ГФ); в идентификации вируса в реакции нейтрализации (РН) в культуре клеток ГФ или в реакции диффузионной преципитации (РДП).

1.2. Диагноз на вирусный энтерит гусят устанавливают на основании результатов лабораторного исследования, эпизоотологических данных, клинических признаков и патологоанатомических изменений.

1.3. Для постановки диагноза с учетом выделения вируса и его идентификации в РДП и РН требуется 14—22 дня.

2. Отбор и подготовка материала.

2.1. В ветеринарную лабораторию направляют 5—6 свежихtrup гусят, помещенных в целлофановые пакеты и термос со льдом. В лаборатории при вскрытии гусят отбирают кусочки печени, селезенки, почек, головного мозга, сердца, а также носовую слизь и кусочки двенадцатиперстной кишки (последние помещают в отдельную посуду).

2.2. Кусочки внутренних органов растирают в ступке и готовят из них 10 %-ную суспензию на физиологическом растворе. Суспензию центрифугируют при 1—3 тыс. об/мин 10—15 мин. После этого надосадочную жидкость отсасывают пипеткой в пробирку, в которую добавляют 200 ЕД/мл пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина, затем выдерживают эту смесь 30—40 мин при комнатной температуре и делают посевы на МПА, МПБ и среду Китта—Тароцци.

При использовании внутренних органов, носовой слизи и кишечника для выделения вируса суспензию фильтруют через фильтр Зейтца СФ или добавляют к ней равный объем х. ч. хлороформа, затем шуттелируют и центрифугируют при 3 тыс. об/мин по 15 мин. Для заражения ГЭ берут фильтрат или надосадочную жидкость.

3. Выделение вируса в ГЭ.

3.1. Для выделения вируса используют ГЭ из хозяйств, благополучных по инфекционным болезням гусей.

3.2. Фильтрат или жидкость, обработанную антибиотиками или хлороформом, вводят не менее 6 ГЭ 10—12-дневного возраста и одновременно для исключения других вирусов (ньюкаслской болезни, вируса гепатита, реовирусов) 6 куриным эмбрионам (КЭ) 8—9-дневной инкубации. Эмбрионы помещают в термостат при температуре 37,5 °С, затем их овоскопируют ежедневно и отбирают павших.

В положительном случае у павших на 3—4 сут ГЭ обнаруживают гиперемии, кровоизлияния в коже, отек тельца, у павших через 5 сут и более — отставание в росте, отек затылочной части головы, подчелюстного пространства, шеи, гиперемии крыльев, гиперемии и отек конечностей, у некоторых — кровоизлияние в мозг, дистрофию сердечной мышцы, уплотнение печени, увеличение и гиперемии почек.

Возбудитель вирусного энтерита гусей не вызывает гибели КЭ. 3.3. Вирусосодержащую амниоаллантоисную жидкость павших ГЭ контролируют в реакции гемагглютинации (РГА) с эритроцитами кур. Вирус энтерита гусят не агглютинирует их.

3.4. Для исключения коли-паратифозной микрофлоры, которая может вызвать гибель зараженных ГЭ в первые дни, амниоаллантоисную жидкость исследуют бактериологически.

4. Идентификация вируса в РН.

4.1. Испытуемый вирусосодержащий материал (суспензию из кусочков органов с антибиотиками, фильтрат или вирусосодержащую амниоаллантоисную жидкость ГЭ) вносят на монослой ГФ или суспензию их, полученных путем трипсинизации ГЭ 14-дневной инкубации.

Зараженные ГФ инкубируют в термостате при температуре 37,5°C в течение 7 сут с ежедневным просмотром под малым увеличением микроскопа. В положительном случае на 5—6-й день наступает ЦПД в виде округления клеток и отторжения их от стекла. В отдельных случаях проводят 2—3 слепых пассажа.

4.2. Адаптированный к культуре ГФ вирус идентифицируют в РН по методу: постоянная доза вируса 1000 ТЦД₅₀ + двухкратные разведения специфической сыворотки кролика против вируса энтерита гусят.

4.3. Для постановки РН необходимы следующие компоненты: испытуемый вирус, адаптированный в культуре ГФ (антиген); специфическая кроличья сыворотка; нормальная кроличья сыворотка.

4.4. Перед постановкой реакции нейтрализации определяют титр вируса (ТЦД₅₀), для чего каждым его десятикратным разведением в объеме 0,1 мл заражают по 4 пробирки монослоя ГФ и инкубируют его в термостате при температуре 37,5°C в течение 5—7 дн. Титр вируса вычисляют по методу Рида и Менча.

Специфическую и нормальную кроличьи сыворотки инактивируют в водяной бане при температуре 56°C в течение 30 мин, а затем из каждой готовят двукратные разведения 1:5; 1:10; 1:20 на 0,5 %-ном растворе гидролизата лактальбумина. В качестве антигена в каждую пробирку вносят вирус, содержащий $2 \cdot 10^3$ ТЦД₅₀/мл, что бы в смеси с сывороткой находилось 10^3 ТЦД₅₀/мл.

После добавления вируса в равном объеме к разведению сыворотки смесь встряхивают и на 1 ч ставят в термостат при температуре 37,5°C, после чего каждой смесью по 0,2 мл заражают по 4 пробирки монослоя ГФ или суспензию клеток и инкубируют их при температуре 37,5°C.

4.5. Для оценки РН ежедневно проводят микроскопию зараженной культуры под малым увеличением микроскопа. О положительном результате свидетельствует отсутствие ЦПД на 5—6-й день в пробирках со специфической сывороткой в разведениях 1:10 и более и наличие ЦПД с нормальной сывороткой в разведении 1:10.

5. Идентификация вируса в РДП.

5.1. Для обнаружения и идентификации вируса в РДП требуются следующие компоненты: 1 %-ный агар на 0,8 %-ном растворе хлористого натрия; специфическая кроличья сыворотка к вирусу энтерита гусят; исследуемый материал — амниоаллантоисная жидкость павших ГЭ после их заражения, суспензия из кусочков внутренних органов больных или павших гусят или эта же суспензия, обработан-

ная хлороформом; нормальная кроличья сыворотка; амниоаллантоисная жидкость незараженных гусиных эмбрионов или суспензия из кусочков органов здоровых гусят.

5.2. Агаровую среду готовят по прописи: агар Дифко — 1 г, хлористый натрий — 8 г, вода дистиллированная — 100 мл. Смесь автоклавируют при 1 атм в течение 30 мин, затем фильтруют через 2 слоя марли и доводят рН смеси до 7,2—7,4 10 %-ным раствором едкого натрия. Среду консервируют мертиолятом (0,01 % к общему объему) и хранят при температуре 4 °С 12—14 дн.

Перед постановкой реакции агар расплавляют и разливают тонким слоем (2—3 мм) в чашки Петри или на обезжиренные предметные стекла. В слое застывшего агара при помощи штампа нарезают лунки.

5.3. Постановку реакции осуществляют следующим образом: в центральную лунку вносят 0,2 мл специфической кроличьей сыворотки против вирусного энтерита гусей, а в периферические — через одну по 0,2 мл исследуемые суспензии из тканей органов (необработанные или обработанные хлороформом) или амниоаллантоисные жидкости павших гусиных эмбрионов.

В качестве контроля служат специфическая кроличья сыворотка против вирусного энтерита гусей с отрицательным антигеном амниоаллантоисной жидкости незараженных гусиных эмбрионов или суспензией из тканей органов здоровых гусят и испытуемый вирусосодержащий материал с нормальной кроличьей сывороткой.

5.4. Чашки Петри или предметные стекла помещают во влажную камеру и выдерживают 18—24 ч при температуре 37,5 °С.

5.5. Учет реакции производят через 18—24 ч.

Реакцию считают положительной при наличии четко выраженных полос преципитации между лунками с испытуемым антигеном и специфической сывороткой и отсутствии полос между специфической сывороткой и антигеном из амниоаллантоисной жидкости незараженных гусиных эмбрионов или суспензии органов здоровых гусят и между испытуемым материалом с нормальной кроличьей сывороткой.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Агар мясо-пептонный 83, 92
Альбумин бычий 63, 64
Аппарат Киппа 35, 39
- Бульон мясо-пептонный 92
— триптозно-фосфатный 113
- Гемолизин 105
Гемолитическая система (гем-система) 56, 105
Жидкость Барбагалло 170, 188
— Руге 127
- Иммуноасцитическая жидкость (ИАЖ) 13
- Иодный реактив Мелена 79
- Комплемент 16, 24, 105
- Метод гельминтоскопии 164, 176
— биопсии 176
— биохимический 179, 187
— Вишняускаса 160
— Гнединой 175
— Квоана 175
— комбинированный 177
— микроагглютинации с помощью аппарата Такачи 85, 105
— раздавленной капли 198, 204, 210, 213, 215, 226
— световой микроскопии (трихинеллоскопии) 179
— седиментации с целлофановыми пленками 160
— Щербовича 185
— Фюллеборна 183
- Методика Бермана 171, 183
— Кивако 176
— комбинированная в модификации Котельникова и Хренова 173
- Методика культивирования личинок стронгилят и лавроскопии 168
— седиментации с центрифугированием по Котельникову, Корчагину и Хренову 172
— упрощенная модификация методики Бермана 171
— флотации 160, 164, 166, 176
- Окраска гистопрепаратов по Ленцу 11
— — — Туревичу 11
— мазков по Борману — Гайнуллиной 7
— — — Бурри 227
— — — Лейшману 225, 228
— — — Михину 6
— — — Морозову 127
— — — Муромцеву 6
— — — Нохту 70
— — — Паппенгейму 70
— — — Пашену 127
— — — Романовскому 191, 199, 211, 215, 216, 225, 228
— — — Романовскому — Гимзе 21
— — — Селлерсу 6
— — — Стемпу 21
— — — Щуренковой 191
- Перевиваемая линия почки свиньи (СПЭВ) 92
Первично-трипсинизированная культура клеток почки свиньи (ПЭС) 41, 92
— — эмбриона коров (ПЭК) 58
— — тестикулов бычка (ТБ) 58
- Раствор азотнокислого натрия 185
— азотнокислого свинца 159, 160, 173
— азотнокислого серебра 127
— Альсевера 96
- Раствор аммиачной селитры 164, 166, 173, 176
— борной кислоты 184
— буферный борантный 157
— веронал-мединаловый 12, 13, 149
— гексаметафосфата 56, 61
— гипосульфита натрия 185
— забуференного глицерина 181
— забуференный физиологический (ЗФР) 82
— лимоннокислого натрия 97
— мертиолята 40, 98, 156
— сернокислого цинка 160, 171, 172
— соляной кислоты 179

- уксусной кислоты 177
- фосфатно-буферный 9, 66, 96
- Хенкс 53, 81
- хлорида цинка 177
- электролита 68
- Эрла 100

Реакция гемагглютинации (РГА) 36, 60

- гемадсорбции (РГАд) 42, 59
- диффузионной преципитации (РДП) 55, 61, 141, 155
- длительного связывания комплемента (РДСК) 16, 23, 28
- ИАТ 151
- иммунофлуоресценции (ИФ) 54, 79, 80, 91, 111
- иммуноэлектроосмофореза (РИЭОФ) 147
- кольцепреципитации в капилляре 182
- нейтрализации (РН) 42, 81, 91, 94, 115, 117
- нейтрализации вирусных гемагглютининов (РНВГ) 63
- непрямой гемагглютинации (РНГА) 64, 65, 66, 82, 84
- непрямой иммунофлуоресценции 180
- подавления иммунофлуоресценции 54, 91
- радиальной иммунодиффузии (РРИД) 71, 76, 78
- связывания комплемента (РСК) 23, 24, 56, 57, 192, 199, 219

— — конглотинирующего комплекса 207

— торможения гемагглютинации (РТГА, или РЗГА) 43, 60

— — гемадсорбции (РТГАд) 42, 60

— — непрямой гемагглютинации (РТНГА) 62, 63, 142

— формалиновая 205, 226

Среда 199, 81, 92

— 0,5 %-ного гидролизата лактальбумина 81, 92, 113

— Игла 97, 100

— Игла (МЕМ) 113

— Китта — Тароцци 83, 92

— пептонно-агаровая 211

— Петровского 211

— поддерживающая 87, 92

— ростовая 92

— Сабуро 134

Тельца Бабеца — Негри 5, 6

Тканевая цитопатическая доза (ТЦД) 64, 103

Термолабильные ингибиторы 35, 95

Термостабильные ингибиторы 35, 95

Цитопатическое действие (ЦПД) 58, 81, 87, 93

Эритроцитарный диагностикум 12, 65

СОДЕРЖАНИЕ



| | |
|---|-----------|
| Предисловие | 3 |
| МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНЫХ И РИККЕТСИОЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ | |
| Болезни, общие для всех видов животных | 5 |
| Бешенство | 5 |
| Методические указания по лабораторной диагностике бешенства | 5 |
| Болезнь Ауески | 12 |
| Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ауески животных | 12 |
| Лихорадка Ку | 16 |
| Методические указания по серологической диагностике лихорадки Ку животных | 16 |
| Хламидийные инфекции | 20 |
| Методические указания по лабораторным исследованиям на хламидийные инфекции сельскохозяйственных животных | 20 |
| Болезни лошадей | 33 |
| Грипп | 33 |
| Временное наставление по лабораторной диагностике гриппа лошадей | 33 |
| Ринопневмония | 40 |
| Методические указания по лабораторной диагностике ринопневмонии лошадей | 40 |
| Инфекционная анемия | 44 |
| Временные методические указания по лабораторной диагностике инфекционной анемии лошадей | 44 |
| Методика постановки реакции диффузионной преципитации (РДП) для серологической диагностики инфекционной анемии лошадей | 48 |
| Болезни крупного и мелкого рогатого скота | 51 |
| Респираторно-кишечные инфекции крупного рогатого скота | 51 |
| Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота | 51 |
| Методические указания по серодиагностике инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) | 65 |
| Лейкоз крупного рогатого скота | 67 |
| Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота | 67 |
| | 237 |

| | |
|---|-----|
| Аденоматоз овец и коз | 76 |
| Временные методические указания по лабораторной диагностике аденоматоза овец и коз | 76 |
| Временная методика постановки реакции по определению гиперпротеинемии у овец и коз | 79 |
| Болезни свиней | 79 |
| Вирусный (трансмиссивный) гастроэнтерит | 79 |
| Методические указания по лабораторной диагностике вирусного (трансмиссивного) гастроэнтерита свиней | 79 |
| Временное наставление по применению набора для серодиагностики трансмиссивного гастроэнтерита свиней | 84 |
| Энтеровирусный гастроэнтерит | 86 |
| Методические указания по лабораторной диагностике энтеровирусного гастроэнтерита свиней | 86 |
| Грипп | 89 |
| Наставление по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа свиней | 89 |
| Энзоотический энцефаломиелит (болезнь Тешена) | 91 |
| Методические указания по лабораторной диагностике энзоотического энцефаломиелита (болезни Тешена) свиней | 91 |
| Парвовирусная болезнь | 95 |
| Методические указания по диагностике парвовирусной болезни свиней | 95 |
| Болезни птиц | 97 |
| Болезнь Марека (нейролимфоматоз птиц) | 97 |
| Методические указания по лабораторной диагностике болезни Марека (нейролимфоматоза) птиц | 97 |
| Вирусный энтерит гусят | 102 |
| Методические указания по лабораторной диагностике вирусного энтерита гусят | 102 |
| Лейкоз птиц | 104 |
| Временное наставление по лабораторной диагностике лейкоза птиц | 104 |
| Оспа птиц | 125 |
| Методические указания по лабораторной диагностике оспы птиц | 125 |
| Инфекционный ларинготрахеит кур | 128 |
| Временное наставление по лабораторной диагностике инфекционного ларинготрахеита кур | 128 |
| Временные методические указания по определению биологической активности вирусвакцины из штамма ВНИИБТ против инфекционного ларинготрахеита птиц | 132 |
| Инфекционный бронхит кур | 138 |
| Наставление по лабораторной диагностике инфекционного бронхита кур | 138 |
| Болезни пушных зверей и пчел | 145 |
| Миксоматоз кроликов | 145 |
| Временные методические указания по лабораторной диагностике миксоматоза кроликов | 145 |
| Алеутская болезнь норки (плазмоцитоз) | 147 |
| Наставление по применению набора антигена и контрольных сывороток в реакции иммуноэлектроосмосфореза для серологической диагностики алеутской болезни норки | 147 |
| Наставление по прижизненной диагностике алеутской болезни норки при помощи йодно-агглютинационного теста | 151 |

| | |
|--|-----|
| Трансмиссивная энцефалопатия норок | 152 |
| Временные методические указания по лабораторной диагностике трансмиссивной энцефалопатии норок | 152 |
| Вирусный энтерит норок | 154 |
| Временные методические указания по гистологическому исследованию на вирусный энтерит норок | 154 |
| Гепатит песцов, лисиц и собак | 155 |
| Временное наставление по постановке реакции диффузионной преципитации (РДП) в агаровом геле для диагностики вирусного гепатита песцов, лисиц и собак | 155 |
| Острый паралич пчел и заболевание, вызываемое нитевидным вирусом пчел | 157 |
| Методические указания по постановке реакции диффузионной преципитации (РДП) в агаровом геле для диагностики острого паралича пчел и заболевания, вызываемого нитевидным вирусом пчел | 157 |
| ПАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ | |
| Гельминтозы | 159 |
| Методические указания по диагностике гельминтозов животных | 159 |
| Методические указания по лабораторным исследованиям на гельминтозы плотоядных | 176 |
| Трихинеллез | 179 |
| Методические указания по лабораторной диагностике трихинеллеза животных | 179 |
| Временное наставление по применению реакции непрямой иммунофлуоресценции для прижизненной диагностики трихинеллеза свиней | 180 |
| Трихинеллез клеточных пушных зверей и его диагностика | 182 |
| Приложение к «Инструкции по профилактике ликвидации трихинеллеза в звероводческих хозяйствах (фермах)» | 182 |
| Стронгилоидоз | 183 |
| Методические указания по лабораторным исследованиям на стронгилоидоз животных | 183 |
| Телязиоз | 184 |
| Методические указания по лабораторным исследованиям на телязиоз крупного рогатого скота | 184 |
| Акантоцефалезы | 185 |
| Методические указания по лабораторным исследованиям на акантоцефалезы животных (макроанторинхоз свиней, полиморфоз, филиколлез водоплавающих птиц) | 185 |
| Промежуточные (дополнительные) хозяева | 186 |
| Методические указания по лабораторным исследованиям промежуточных (дополнительных) хозяев на личинки гельминтов | 186 |
| Протозоозы | 190 |
| Пироплазмидозы | 190 |
| Извлечение из временной инструкции о мероприятиях по борьбе с пироплазмидозами животных | 190 |
| Анаплазмоз крупного и мелкого рогатого скота | 191 |
| (Приложение № 1 к «Инструкции по борьбе с анаплазмозом крупного и мелкого рогатого скота») | 191 |
| Методика постановки РСК для диагностики анаплазмоза крупного и мелкого рогатого скота | 192 |
| | 239 |

| | |
|---|-----|
| Эперитрозооноз | 194 |
| Методические указания по лабораторным исследованиям на эперитрозооноз овец | 194 |
| Трипанозомозы | 198 |
| Методические указания по лабораторным исследованиям на случайную болезнь лошадей, ослов, мулов | 198 |
| Извлечение из инструкции по борьбе с трипанозомозом верблюдов, лошадей, ослов, их гибридов и собак | 204 |
| Временные Методические указания по постановке и учету реакции связывания конглютинирующего комплекса (РСКК) для диагностики су-ауру у верблюдов | 207 |
| Трихомоноз | 209 |
| Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота | 209 |
| Балантидиоз | 212 |
| Извлечение из временной инструкции о мероприятиях по борьбе с заболеванием свиней балантидиозом | 212 |
| Гистомоноз | 213 |
| Методические указания по лабораторным исследованиям на гистомоноз (тифлогепатит) птиц | 213 |
| Токсоплазмоз | 216 |
| Методические указания по лабораторным исследованиям на токсоплазмоз животных | 216 |
| Временное наставление по применению токсоплазменного антигена КазНИВИ и ИЗ АН КазССР в реакции связывания комплемента (РСК, РДСК) для серологической диагностики токсоплазмоза и токсоплазмозоносительства у животных | 219 |
| Лейшманиоз | 224 |
| Методические указания по лабораторным исследованиям на лейшманиоз собак | 224 |
| Боррелиоз (спирохетоз) птиц | 226 |
| Методические указания по лабораторным исследованиям на боррелиоз (спирохетоз) птиц | 226 |
| Безноитиоз крупного рогатого скота | 227 |
| Методические указания по лабораторным исследованиям на безоитиоз крупного рогатого скота | 227 |
| Акариозы | 228 |
| Саркоптоидозы | 228 |
| Извлечение из инструкции о мероприятиях по борьбе с саркоптоидозами (чесоткой) овец и коз | 228 |
| Извлечение из инструкции о мероприятиях по борьбе с саркоптоидозами (чесоткой) пушных зверей и кроликов | 229 |
| Извлечение из инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации саркоптоза свиней | 230 |
| Извлечение из инструкции по профилактике и ликвидации заболевания северных оленей чесоткой (саркоптозом) | 231 |
| Инвазионные болезни пчел | 232 |
| Нозематоз | 232 |
| Методические указания по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел | 232 |
| Предметный указатель | 235 |